

# Speedex light body • surface activated

 Перейти в магазин Эль-Дент и заказать: 

## Определение:

Speedex light body - это стоматологический силиконовый слепочный материал.

## Тип материала:

Полисилоксан-эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, слепочная масса низкой вязкости. основная масса: темно-синяя универсальный активатор (отдельно): зеленый ISO 4823, тип 1, консистенция малого наполнения ADA Spec. №.19, тип 1, малоонаполнение

## Показания для применения:

- материал для корректирующего слоя при технике двухслойного однофазного слепка;
- корректирующий материал при технике двухфазного слепка;
- материал для снятия слепка для перебазируют.

## Время при клиническом использовании (нормальная дозировка)



## Противопоказания:

При общепринятом применении не выявлены.

## Побочные действия:


Полисилоксаны отличаются очень хорошей биологической переносимостью. До настоящего момента не отмечалось каких-либо побочных реакций у пациентов и персонала клиник. Слепочные материалы предназначены для того, чтобы застывать в полости рта, образуя неэластичный слепок. Предельное время нахождения материала в полости рта ограничивается удвоенным временем застывания. Несмотря на высокую резистентность материала к условиям в полости рта, необходимо контролировать, чтобы по окончании работы в межзубном пространстве, в зубодесневой борозде материала не оставалось. Области, где возможно застревание материала, необходимо защищать перед снятием слепка.

**В случае попадания катализатора в глаза, необходимо их обильно промыть водой, после чего обратиться к врачу-офтальмологу. Универсальный активатор не опасен для тканей (не имеет маркировки в виде андреевского креста).**

## Слепочные ложки:


Стандартные жесткие слепочные, либо индивидуальные ложки. Для усиления ретенции материала к слепочной ложке рекомендуется предварительное нанесение на ее поверхность тонкого слоя Coltène®-адгезива.

## Дозировка



На блок для смешивания выдавить две одинаковые по длине полосы: Универсальный активатор и массу light body.


**Тубы закрыть сразу же после дозировки!**



Для лучшего результата первым выдавите активатор.


**Закрывают тубы после использования!**

## Возможна пере- и недодозировка:




При помощи пере- или недодозировки Универсального Активатора можно воздействовать на время застывания материала.

## Время при клиническом использовании (при 20% передозировке Универсального Активатора)



**При минимальном времени застывания материала в полости рта рабочее время достаточно для выполнения качественной работы.**

## Смешивание



Собрать на шпатель один из компонентов и тщательно втереть его в другой компонент. Взбалтывающие движения не производите!

## Снятие слепка

При снятии слепка ложку с массой быстро (за 2-3 сек.) установить в требуемое положение, после чего в заданном положении придержать ложку с материалом до полного застывания последнего. Материал застывает при комнатной температуре больше времени, чем в полости рта. Поэтому перед извлечением ложки с материалом из полости рта, проверьте, застыл ли материал интраорально. Повышенная температура, активное смешивание, а также передозировка Универсального Активатора ускоряют застывание материала; пониженная температура и уменьшенное количество Универсального Активатора замедляют застывание материала.

**Важно:** для того, чтобы обеспечить соединение с корректирующим слоем и избежать расслоения, слепок перед внесением корректирующей массы требуется тщательно промыть и высушить. При использовании перекиси водорода в качестве дезинфицирующего средства, слепок, во избежание образования пор, требуется хорошо промыть в проточной воде.

## Дезинфекция

После извлечения слепка из полости рта его надо промыть проточной водой. Заключительная дезинфекция происходит минимально в течение 30 мин. в жидких дезинфекционных растворах, таких как 2% кислый глутаральдегид, 0.5-1% гипохлорид натрия, 0.1-1.5% йодид провидона (галогенированный фенол) или 0.13% нейтральный глутаральдегид не влияют на поверхность и не вызывают искажений слепка. Акриловые ложки следует защищать от водной абсорбции.

## Изготовление моделей

В идеале слепок должен быть отлит в промежутках между 30 минутами и 72 часами после извлечения его из полости рта. Отлить по слепку мо-

дель, благодаря длительной устойчивости к линейной усадке, без каких-либо последствий для выполняемой работы можно и до 7 - 10 дней. Краткое промывание слепка в моющем растворе и последующее его тщательное ополаскивание в чистой теплой воде уменьшает поверхностное напряжение и облегчает процесс выполнения модели. Можно использовать все соответствующие нормам материалы для изготовления стоматологических моделей, такие как гипс (напр., Fuji-rock, Vel-Mix), эпоксидная смола или полиуретан.

## Гальванизация

Слепки можно гальванизировать в обычном методе в медных или серебряных ваннах.

## Очистка слепочных ложек

Застывший материал может быть удален тупым инструментом. При погружении в универсальный растворитель или легкий бензин, coltene Adhesive растворяется. Растворителем следует пользоваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Ложки можно очистить и дезинфицировать обычным способом.

## Хранение

Speedex light body соответствует своим характеристикам как минимум до момента истечения срока годности, указанного на материале, если упаковка плотно закрыта, при температуре 15-23 °C / 59-77 °F и относительной влажности 50%. Слепки можно хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и солнечного света.

## Маркировка

Срок годности (ГТММ) и номер партии (LOT) указаны на упаковке.

## Технические данные по ISO 4823:1992

Измерения проводились при комнатной температуре 23 °C / 74 °F и относительной влажности 50%.

время смешивания: 0:30 мин.  
время застывания в полости рта: 3:00 мин.

## Дата инструкции

08-2008, дата актуализации 10-2014

Предназначен только для профессионального применения в стоматологических клиниках и лабораториях дипломированными специалистами.

Товар зарегистрирован на территории РФ - Регистрационное Удостоверение на Медицинское Изделие № ФСЗ 2010/08554 от 27 декабря 2010г.

Эль-Дент  
www.el-dent.ru  
★★★★★

CE PC<sup>T</sup>  
IM05

COLTENE