

Speedex Universal Activator

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

Инструкция по применению

RU

Описание

Speedex Universal Activator является принадлежностью к стоматологическим оттисковым материалам серии Speedex: Speedex putty, Speedex light body и Speedex medium.

Тип материала

Активатор (зелёного цвета) для силиконовых эластомеров конденсационного типа на основе полисилоксана.

Показания

В соответствии со спецификациями Speedex putty, Speedex light body и Speedex medium.

Указания по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможно раздражение глаз, органов дыхания и кожи под

действием Speedex Universal Activator. При работе с Speedex Universal Activator примите следующие меры предосторожности:

- Защищайте глаза. При попадании в глаза промойте водой и обратитесь к офтальмологу.
- Не допускать попадания на кожу. Всегда работайте в защитных перчатках.
- Не проглатывать материал.

Оттиски, контактирующие со слизистой полости рта, могут быть загрязнены. Соблюдайте указания по дезинфекции.

Предназначен только для профессионального применения стоматологами и зубными техниками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте инструкции по применению базисных материалов (Speedex putty, Speedex light body и Speedex medium).

Противопоказания

При применении изделия в соответствии с инструкциями известных противопоказаний нет.

Нанесение

Используйте только вместе с Speedex putty, Speedex light body и Speedex medium.

Срок годности и хранение

Speedex пригоден для применения по назначению до даты истечения срока годности, указанной на контейнерах, при условии хранения в плотно закрытых тубах при температуре 15–23 °C и относительной влажности воздуха 50%. Оттиски следует хранить при обычной комнатной температуре. Беречь от нагрева и солнечного света. Все активаторы на базе С-силикона чувствительны к влаге. Во избежание кристаллизации быстро закрывайте колпачок после использования.

Маркировка

Срок годности и номер  указаны на контейнерах.

Инструкция издана в 10-2007. Дата актуализации 09-2018.

Товар зарегистрирован на территории РФ - Регистрационное Удостоверение на Медицинское Изделие № ФСЗ 2010/08554 от 27 декабря 2010г.



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Notified body registration number



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal manufacturer



Expiry date

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE