

# Abscess Remedy

Бактерицидный рентгеноконтрастный препарат для дезинфекции корневых каналов

## Состав

**Порошок** параформальдегид 1,1 %, рентгеноконтрастный наполнитель до 100 %

**Жидкость** формальдегид (40 %) 43,8 %, буковый креозот 9,2 %, тимол 4,9 %, вспомогательные вещества до 100 %

## Описание

Abscessremedy— рентгеноконтрастный препарат (порошок/жидкость) с антисептическим и бактерицидным эффектом. Применяется для временного пломбирования корневых каналов.

## Показания

- ▶ Временное пломбирование каналов при лечении хронического язвенного пульпита (K04.4) и некроза пульпы (K04.1)
- ▶ Временное пломбирование корневых каналов после пульпэктомии в случаях отсроченного постоянного пломбирования
- ▶ В качестве лечебной прокладки при лечении гиперемии пульпы

## Способ применения

- ▶ Провести пульпэктомию или некрэктомию с последующей механической и медикаментозной обработкой канала, просушить.
- ▶ Смешать 3-4 капли жидкости с порошком до получения пасты средней вязкости
- ▶ Внести пасту в канал при помощи ручных инструментов или каналонаполнителя
- ▶ Избегать образования пузырьков воздуха и выхода материала за верхушку корня
- ▶ При отсроченном пломбировании каналов после пульпэктомии — оставить под повязкой до следующего посещения. После некрэктомии - провести 2-3 аппликации препарата с интервалом в 2-3 дня. За это время значительно снижается остаточная болезненность и бактериальная обсемененность
- ▶ Постоянное пломбирование канала проводится после тщательного извлечения временной пасты, адекватной механической и медикаментозной обработки

## Примечание

Жидкость Abscess Remedy можно использовать для облегчения удаления временного материала из канала, а также в качестве препарата для дезинфекции корневого канала.

## Меры предосторожности

Содержит пароформальдегид и формальдегид. Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При контакте с кожей может вызвать раздражение и гиперчувствительность. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. При проглатывании выпить большое количество воды, обратиться к специалисту.

**Хранение** Хранить при комнатной температуре 5°C-30°C в сухом, защищенном от прямого света месте.

**Срок хранения** 3 года.

## Упаковка

2 флакона 15 г порошок + 15 мл жидкость

**APT.**

11201

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии



**Produits Dentaires SA**  
Rue des Bosquets 18  
1800 Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch  
© PD 131014