

Alveopaste

Pengha Iodoform Paste – йодоформная паста для антисептической обработки, обезболивания и гемостаза лунок удаленных зубов.

Состав

Этиламинобензоат 26.3%, йодоформ 16.3%, эвгенол 13.6%, мятное масло 7.8%, Пенгавар Джамби 3.9%, вспомогательные вещества до 100%

Описание

Alveopaste содержит 4 активных компонента, обеспечивающих препарату длительный терапевтический эффект. Пенгавар Джамби — гемостатик, йодоформ — антисептик, этиламинобензоат — местный анестетик, действие которого наступает быстро и сохраняется в течение длительного времени. Эвгенол усиливает антисептический и обезболивающий эффект других составляющих.

Показания

- ▶ заполнение лунок после удаления зубов;
- ▶ профилактика постэкстракционных осложнений;
- ▶ лечение острого альвеолита

Способ применения

Нерезорбируемая повязка

- ▶ нанести небольшое количество материала на полоску бинта и оставить в лунке удаленного зуба на 2-6 дней или
- ▶ внести небольшое количество материала непосредственно в лунку зуба. Не ушивать края лунки, так как Alveopaste не резорбируется. Препарат активен в течение нескольких часов. Необходимо предупредить пациента, чтобы он не проглатывал препарат.

Меры предосторожности

При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 15-25°C в защищенном от прямого света месте. После использования плотно закрывать крышку.

При контакте с воздухом паста может потемнеть, но это не снижает ее эффективность.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

баночка 15г

АПТ

11490

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch
©PD 140210