

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Материал стоматологический
для девитализации пульпы зуба
«ДЕВИТАЛ»
ТУ 9391-016-67200978-2011
РУ № ФСР 2012/13177 от 11.03.2012 г.

ПОКАЗАНИЯ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях ЛПУ. Материал стоматологический «Девитал» предназначен для быстрой и безболезненной девитализации пульпы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

Не использовать не по назначению.

С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на лидокаина гидрохлорид.

Не глотать материал! При случайном проглатывании материала необходимо промыть желудок и обратиться к специалисту.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Материал стоматологический «Девитал» без мышьяка представляет собой готовую к применению волокнистую пасту белого цвета, которая содержит:

- параформ (30%) - антисептик, коагулирующий белки, обеспечивая некроз пульповой ткани;
- лидокаина гидрохлорид (30%) - анестезирующий компонент и снижающий риск возникновения болезненных реакций при девитализации пульпы;
- эвгенол и м-крезол - активные компоненты;
- пастообразователь, краситель и волокнистый наполнитель.

Применение пасты без мышьяка обеспечивает пролонгированную и безболезненную девитализацию пульпы в течение 1-5 дней. При добавлении окиси цинка и эвгенола 1:1 (по объему) пасту можно применять в детской стоматологии.

Материал изготовлен для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C (в условиях полости рта при температуре (37±1)°C и влажности 60-90%).

Внимание! В случае утечки девитализирующей пасты через временную пломбу (появления привкуса и запаха гвоздичного масла) пациент должен немедленно сообщить врачу и явиться на прием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью экскаватора удалить кариозный инфицированный дентин. Ближе к рогу пульпы или на рог пульпы (в случаях перфорации дентина) поместить с помощью инструментов необходимое количество пасты (шарик диаметром 2мм) и герметично, без надавливания, покрыть водным дентином кремообразной консистенции или готовой пастой «Темподент». После девитализации пульпы при условии отсутствия боли необходимо провести экстирпацию пульпы и дальнейшее лечение корневого канала.

Внимание! При усилении пульпитной боли после наложения пасты (не вскрыт рог пульпы или плотное наложение пасты) необходимо выполнить инфильтрационную анестезию лидокаином и поместить пасту ближе к пульпе.

Внимание! Сразу после применения банку с материалом следует герметично закрывать.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка)	5 г	или	13 г
Инструкция по применению	1 шт		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Допускается кратковременное воздействие температуры в пределах от -10°C до +30°C.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности - 2 года от даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для безопасных медицинских отходов класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132А

Тел/факс +7-4722-23-14-18, 23-14-81

E-mail: zakaz@tehnodent.org