

Cămine

- Garant dispensez: pasta koja se nije stvrdnula može se ukloniti krpicom uronjenom u etanol. Druka dispenser i tip se mogu automatično do temperature 135°C/275°F. Prije automkivanja potrebno je glatavati dispenser.
- Za dezinfekciju se smiju koristiti otopine temeljene na rastaljenoj vodi.
- Pasta se, prije stvrdnjavanja, s površina može ukloniti etanolom.
- Izopentani Penta i Penta Putty mogu se miješati zadržite na vruću kartuše, te ga koristite kao poklopac do sljedeće upotrebe. Izmiyana upotrijebljenog Penta ili Garant nastavka za miješanje može dovesti do prenošenja paste (carry-over) stvaranja začepjenja.

- Vini-polisiloksanski materijali začiste se smijju se kombinirati s konzervacijskim silikonima ili polierskim materijalima za otkisavanje, jer i namjani trag ovakvih materijala usporava stvrdnjavanje.
- Upotreba rukavica od lateksa usporava stvrdnjavanje materijala za otiske. Tako je poželjno koristiti vinilne rukavice.
- Otisci se ne smiju izlagati razrjeđivačima jer to može dovesti do bubrenja i neprozirnog modeliranja.

Skladištenje i rok trajanja
Proizvod ne držite na temperaturi višoj od 15–25°C/59–77°F. Ne koristite materijal nakon isteka roka trajanja. Otiske čuvajte na temperaturi manjoj od 30°C/86°F.

Odstupaji za kupce

Niko nije ovlašten davati informacije koje odstupaju od informacija sadržanih u ovom uputstvu.

Garancija
3M Deutschland GmbH jamči da će ovaj proizvod biti bez grešaka u materijalu i izvedbi. 3M Deutschland GmbH NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI IZJAVU OGRANIČENJA, JAMSTVA I/ILI KAO IJAMSTVA. KOLA SE ODNOSE NA MOGUĆNOSTI PRODAJE I/ILI PRIMIRNOST ODREĐENOJ NAMENI. Korisnik mora sam prosuditi je li proizvod primjeren određenoj namjeni. Ako se u jamstvenom roku na proizvodu utvrdi greška, može se isključivo prihvatiti, a jedina obaveza kompanije 3M Deutschland GmbH biti će proizvod popraviti ili ga zamijeniti.

Ograničenje odgovornosti

Osim u zakonima gdje je to zakonom zabranjeno, 3M Deutschland GmbH neće biti odgovorna ni za kakav izravnan, neizravan, poseban, slučajni ili posljedičan gubitak ili štetu, prouzročen tim proizvodom, neovisno o pravnoj podlozi zahtjeva, uključujući jamstvo, ugovor, nameru i striktnu odgovornost. Upute od veljače 2019

Termékleírás	ISO 4823	ISO 4823 Konzisztencia	Anyagszín	Keverési arány (térforat)	Keverőegység
Express* XT Penta* Putty	0.1opus	gyúrtható	zöld	5:1	Pentamix 2 és újabb verziók
Express* XT Penta* Putty Soft	0.1opus	gyúrtható	okkersárga	5:1	Pentamix 2 és újabb verziók
Express* XT Penta* H	1.típus	sűrűn folyó	okkersárga	5:1	valamennyi Pentamix verzió
Express* XT Penta* H Quick	1.típus	sűrűn folyó	zöld	5:1	valamennyi Pentamix verzió
Express* XT Regular Body	2.típus	közepesen folyó	olaj	1:1	Garant adagoló
Express* XT Regular Body Quick	2.típus	közepesen folyó	karamell	1:1	Garant adagoló
Express* XT Light Body	3.típus	hígán folyó	magenta	1:1	Garant adagoló
Express* XT Light Body Quick	3.típus	hígán folyó	rózsaszín	1:1	Garant adagoló

Terméknév	ISO 4823	ISO 4823 Konzisztencia	Anyagszín	Keverési arány (térforat)	Keverőegység
Express* XT Penta* Putty	0.1opus	gyúrtható	zöld	5:1	Pentamix 2 és újabb verziók
Express* XT Penta* Putty Soft	0.1opus	gyúrtható	okkersárga	5:1	Pentamix 2 és újabb verziók
Express* XT Penta* H	1.típus	sűrűn folyó	okkersárga	5:1	valamennyi Pentamix verzió
Express* XT Penta* H Quick	1.típus	sűrűn folyó	zöld	5:1	valamennyi Pentamix verzió
Express* XT Regular Body	2.típus	közepesen folyó	olaj	1:1	Garant adagoló
Express* XT Regular Body Quick	2.típus	közepesen folyó	karamell	1:1	Garant adagoló
Express* XT Light Body	3.típus	hígán folyó	magenta	1:1	Garant adagoló
Express* XT Light Body Quick	3.típus	hígán folyó	rózsaszín	1:1	Garant adagoló

Az Express XT Penta Putty és az Express XT Penta Putty Soft csak az 1999 szeptember utáni Pentamix verziókban kaphatók, a korábbi Pentamix egységek (1999 szeptember előtt) túl lassan nyomják ki az anyagot. Az Express XT Penta H típusú keverőanyagot a Pentamix keverőgépek bármely változatában felhasználhatók. Minden más termékért a Garant* adagolóval statikusul kell keverni és közvetlenül alkalmazni.

- Ezt a használati útmutatót a következő felhasználásnak teljes időtartamáig és meg kell őrizni. A külön emeltet termékekkel kapcsolatos információk az adott termékhez tartozó használati útmutatóból meríthetők. A terméket csak akkor szabad felhasználni, ha a termékmegjelölés egyértelműen olvasható.

Express XT Penta Putty és az Express XT Penta Putty Soft csak az 1999 szeptember utáni Pentamix verziókban kaphatók, a korábbi Pentamix egységek (1999 szeptember előtt) túl lassan nyomják ki az anyagot. Az Express XT Penta H típusú keverőanyagot a Pentamix keverőgépek bármely változatában felhasználhatók. Minden más termékért a Garant* adagolóval statikusul kell keverni és közvetlenül alkalmazni.

- Ezt a használati útmutatót a következő felhasználásnak teljes időtartamáig és meg kell őrizni. A külön emeltet termékekkel kapcsolatos információk az adott termékhez tartozó használati útmutatóból meríthetők. A terméket csak akkor szabad felhasználni, ha a termékmegjelölés egyértelműen olvasható.

Felhasználási területek

- Mindenféle porcsiszor lenyomatok (pl. korona, híd, inlay és onlay lenyomatok) készítéséhez
- Az aplenomatot alaposan tisztítsa és szárítsa meg, hogy biztosítsa a két anyag optimális kötését.
- Az aplenomatnyomat a megjelölt helyeken alkalmazható az aplenomatnyomát és applikálja a megjelöltéssel és szárlított csomk köré, miközben a csomk mindvégig a pasztába merítke kel tartani, hogy ne képződjenek légbuborékok a lenyomatban.

Biztonsági előírások
3M bizonyítottan megalkalmazhat a www.mmm.com weboldalon vagy kérhetők a helyi képviselőknél.

Előkészítés

- Az alámérső részeket és az interdentális területet megfelelően ki kell vágni, hogy a megkötés után a lenyomat környékében eltávolítható legyen. Amennyiben ez elmarad, a lenyomat szárazabb való ellátásával nekilátás lesz és az magával húzza a természetes fogakat és a foglátszókat.
- A kivágás különösen fontos az Express XT Penta Putty vagy más egyéb, magas szoré-keményűségű lenyomatanyag használata előtt.

Lenyomatok:
Minden merőv, a kereskedelemben kaphó lenyomatoknál felhasználható, amely megfelel a precíz lenyomatok készítéséhez. A kétfélees

Az aplenomatot alaposan tisztítsa és szárítsa meg, hogy biztosítsa a két anyag optimális kötését.

Garant adagoló:

- Heleyezze be a lenyomatanyag tartalmazó kartust a Garant adagolókba.
- Az applikáció előtt ellenőrizni kell mindkét Garant kartusnál, hogy azok kivételése nincs-e előforduló.
- Uj Garant kartus használatánál a keverőszárral nélkül nyomjon ki egy kevés pasztát, amíg az alapszárs és a keverőszárra egyenletesen nem távozik.

Heleyezze a kartusra a sárga Garant* Mixing Tip keverőcsőrét.
Intraorális applikációhoz heleyezze a sárga Garant intraorális csőt a Garant keverőcsőre.
Amennyiben szükséges, egy szűkebb végű és az intraorális cső végéből, így megmagyobbítható a kivetelő nyílás.

Figyelem rá, hogy a bázispaszta és a katalizátorpasztája tökéletesen legyen elválasztva és egyenletes színű nyomomdn ki.
– Pasztázzin: Lásd a Termékleírásban.
– A Garant Mixing Tip keverőcsőre száradt lenyomatanyagot nem szabad erővel kinyomni, mivel ez a Garant kartus és a Garant Mixing Tip keverőcső károsodásához, valamint repedések kialakulásához vezeteth.

Retrakció
A retrakcióhoz meg kellene az alumínium-hidroxidról, az alumíniumszulfát és a vaszulfát -oldatok.

Az lenyomatokat alál lemmatázandó területen szárazon kell tartani. Adott esetben a szubingivialis preparációhoz retrakációs tonatall kell használni.

A lenyomatokat előttől öblítéssel és szárltással alaposan el kell távolítani a maradék retrakációs anyagot.

Időigény	Feldolgozási idő 23°C/74°F hőmérsékleten a keverés* kezdetétől számítva perc:másodperc	Befecskendezési idő a száblán perc:másodperc	Intraorális kőtési idő perc:másodperc
A terméken látható szimbólumok			
Express XT Penta Putty	1:30	–	3:00
Express XT Penta Putty Soft	1:30	–	3:30
Express XT Penta H	2:00	–	3:30
Express XT Penta H Quick	1:30	–	2:30
Express XT Regular Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Regular Body Quick	1:30	0:40	2:30
Express XT Light Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Light Body Quick	1:30	0:40	2:30
Intraorális kőtési idő egyfázisú lenyomatvételi technika esetében a következő kombinációkban:			
Express XT Penta Putty			3:00**
Express XT Penta Putty Soft			
Express XT Penta H			3:30
Express XT Penta H Quick			2:30
Express XT Regular Body			
Express XT Regular Body Quick			
Express XT Light Body			
Express XT Light Body Quick			

* A keverés kezdése – a paszta beledése a keverőcsőbe.

** A Pentamix keverő egységből kilövő Penta Putty paszta nagyobb hőmérséklet miatt a fecsckendziny intraorális kőtési ideje megrövidül.

A megadott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Nenyomatkészítés	Egyfázisú lenyomatvételi technika:
Express XT Penta Putty	Express XT Light Body vagy Express XT Regular Body
Express XT Penta Putty Soft	Express XT Regular Body
Express XT Penta H	Express XT Light Body Quick vagy Express XT Regular Body Quick
Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body Quick vagy Express XT Regular Body Quick

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Az alkalmazott időtartamok a 23°C/74°F hőmérsékleten és 20–80% relatív páratartalom mellett tartó termékek vonatkozásá. A megasabb hőmérséklet megrövidül, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja ezeket az időtartamokat.

Veivénformáció
A jelen utasításban megadottaktól eltérő semmilyen egyéb információ nem nyújtat.

A 3M Deutschland GmbH garanciát vállal arra, hogy a termék mentes minden anyag- és gyártási hibától. A 3M Deutschland GmbH AZONBAN SEMMILYEN EGYÉB GARÁNCIÁT NEM NYÚJT, LEGYEN AZ VELEMLÉZETT, VAGY SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGBŐL, VAGY AZ ADOTT ALKALMAZÁSHA VAGY ALKALMASSÁGBÓL, FAKADÓ. Használat előtt ezet a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék alkalmas-e a kívánt célra. Ha a termék a garanciától alól hibásnak bizonyul, akkor a rendelkezésére álló kizárólagos jogvisolat és a 3M Deutschland GmbH kizárólagos kötelezettsége a 3M Deutschland GmbH termék kijavításá, illetve kicserélésé.

A felhasználás korlátozása
Ha igazolható másként nem jria elő, a 3M Deutschland GmbH nem felel a termékekkel kapcsolatos semmilyen káros vagy veszteségért, legyen az közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következménys, tekintet nélkül az alkalmazátoz időre, életre, a szavatosságot, a szerződést, a hányságot, illetve a szigorúan vett felelősséget.

2019. február

POLSKI
Niniejsza instrukcja dotyczy wymienionych w tabelce polwinylosiloksanowych mas wyiskowych, które stosuje się w technice inlay i dwuczusowej. W niektórych krajach, niektóre produkty mogą nie być dostępne.

Nazwa produktu	ISO 4823	Konsystencja, zgodnie z ISO 4823	Kolor	Proporcje mieszania (obj.)	Mieszanie
Express* XT Penta* Putty	Typ 0	putty	zielony	5:1	Pentamix 2 i nowsze wersje
Express* XT Penta* Putty Soft	Typ 0	putty	ochra	5:1	Pentamix 2 i nowsze wersje
Express* XT Penta* H	Typ 1	gęsta	ochra	5:1	wszystkie wersje Pentamix
Express* XT Penta* H Quick	Typ 1	gęsta	zielony	5:1	wszystkie wersje Pentamix
Express* XT Regular Body	Typ 2	średnia	benzyna	1:1	podajnik Garant
Express* XT Regular Body Quick	Typ 2	średnia	karmel	1:1	podajnik Garant
Express* XT Light Body	Typ 3	rzadka	magenta	1:1	podajnik Garant
Express* XT Light Body Quick	Typ 3	rzadka	różowy	1:1	podajnik Garant

Express XT Penta Putty i Express XT Penta Putty Soft można mieszać wyłącznie w urządzeniu Pentamix w wersjach wyprodukowanych po wrześniu 1999 r., w wcześniejszych wersjach urządzenia Pentamix (sprzed września 1999) ze względu na mniejszą precyzję wyciszcana materiału nie wolno stosować. Do mieszania Express XT Penta H można stosować wszystkie wersje urządzenia Pentamix. Pozostałe masy wyciskowe są mieszane statycznie i aplikowane bezpośrednio przy użyciu podajnika Garant*.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych produktów zawarte są w oddzielnych instrukcjach użytku. Instrukcje użycia przechowywane przez cały czas stosowania produktów. Użycie produktu jest dozwolone tylko pod warunkiem, że znajdujących się na nim etykieta jest wyraźnie czytelna.

Wskazania

- Wszystkie rodzaje precyzyjnych wycisków, np. wyciski do koron, mostów, wkladek i nakładek

Srodk ostrzeżenia

3M MSDS ostrzeżenia są na stronie internetowej www.mmm.com lub u lokalnego przedstawiciela 3M.

Czynności wstępne

- Odpowiednio zablokować podcenia lub przeszerzenie międzyzębowe, aby ułatwić usunięcie wycisku z jamy ustnej po związaniu masy. Przy niezablockowaniu podcenia usunięcie wycisku może być utrudnione.
- Brak zablokowania podcenia może spowodować uszkodzenie tkanek i usunięcie istniejących uzupełnień w trakcie wyminowania wycisku. Blokowanie podcenia jest niezbędne w przypadku zastosowania masy Express XT Penta Putty lub wszelkich innych mas wyciskowych o zwiększonej twardości si smk Shore-A.

Lyki wyiskowe
Odpowiednie są wszystkie rodzaje lyk wyciskowych, przeznaczonych do wycisków precyzyjnych. Styczne lyki wyiskowe zalecane są przy technice dwuczusowej oraz gdy stosowana jest masa Express XT Penta Putty i Express XT Penta Putty Soft.

– Używać nakładki i odpowiedniego przycięcia masę do lyku, pokryć powierzchnię lyku cienką warstwą kleju do mas polwinylosiloksanowych VPS Tru Adhesive. Lyki wyiskowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia kleju, idealnie na 5–15 minut.

Masa Penta:

- Opakowanie followe z masą Penta umieścić w odpowiednim kartridżu 3M ESPE Penta.
- Pojemnik z opakowaniami foliowymi włożyć do urządzenia Pentamix.
- Założyć czepkę końcówkę mieszającą Penta*.
- Przekrećając pokretno przesunąć do oporu tyko urządzenia Pentamix w kierunku opakowania foliowego. Nie stosować siły.
- W przypadku zastosowania nowego opakowania masy, przed aplikacją masy na lyki wyiskową, wymieszac niewielką porcję materiału do uzyskania jednolitego zabarwienia. Wymieszając porcję masy wyrzucić.
- Kolor wymieszanej masy podany jest w rozdziale „Opis produktu”.
- Związane materiały nie wyciskają z końcówki mieszającej Penta.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia podajnika i opakowań z masą w konsekwencji do wycieku masy.
- W trakcie napienia lyki postępować zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Pobieranie wycisków”.

Podajnik Garant:

- Należy zawierający masę o rzadkiej lub średniej konsystencji umieścić w podajniku Garant.
- Bezpśrednio przed użyciem sprawdzić drożność obrotów nrtworu naboju.
- Przy użyciu nowego zakończony naboju wyszczepić niewielką ilość pasty do momentu równomiernego wypływu pasty bazowej i katalizatora.
- Na ujście naboju założyć zóły końcówkę mieszającą Garant*.
- W przypadku aplikacji wewnątrzustnej, na końcówkę mieszającą Garant założyć zóły końcówkę wewnątrzustną Garant.
- W razie potrzeby poszerzyć ujście końcówki wewnątrzustnej odcinając jej koniec skalpelem.
- Upewnić się, że pasta bazowa i katalizator mieszają się dokładnie, i wywołująca mieszanina posiada jednolity kolor.
- Kolor wymieszanej masy podany jest w rozdziale „Opis produktu”.
- Związane materiały nie wyciskają szc z końcówki mieszającej Garant.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia naboju Garant i końcówki mieszającej Garant, a w konsekwencji do przeciekania naboju.

Retrakcja
Odpowiednimi srodkami retrakcyjnymi są roztwory na bazie chloru hydrosylogowego lub siarczanu glinu lub siarczanu żelaznego.

- Miejsca podlegające odzworowaniu utrzymać w suchości.
- Jednorazowe rękawiczki lateksowe mogą zakłócić wiązanie A-silikonów. Stosować rękawiczki winylowe.
- Nie doprowadzać do kontaktu wycisku z płynami zawierającymi rozpuszczalniki. Wymienione płyny mogą spowodować pęcznienie wycisku i niedokładność wykonanego modelu.

Czasz

- Wersja inibicji tenowej na powierzchni materiałów kompozytowych, np. w przypadku wypełnień lub obudowanych zębów korony, może zakłócić proces wiązania mas kompozytowych. Dokładnie usunąć warstwę inibicji przed pobraniem wycisku.
- Żużyty końcówkę mieszającą Garant lub Penta pozostawić jako zamknięcie do momentu pobrania kolejnego wycisku. Zdejnowanie i ponowne zakładanie zużytych końcówek mieszających może spowodować wymieszanie past z zaccupawione otworów naboju.
- Nie stosować mas polwinylosiloksanowych łącznie z masami silikonowymi o kondensacyjnym sposobie wiązania. Nawet śladowe ilości C-silikonów mogą zakłócić proces wiązania mas polwinylosiloksanowych.
- Jednorazowe rękawiczki lateksowe mogą zakłócić wiązanie A-silikonów. Stosować rękawiczki winylowe.
- Nie doprowadzać do kontaktu wycisku z płynami zawierającymi rozpuszczalniki. Wymienione płyny mogą spowodować pęcznienie wycisku i niedokładność wykonanego modelu.

Przechowywanie i trwałość
Masy przechowywać w temperaturze 15–25°C. Nie stosować po upływie daty przydatności do użycia. Wyciski przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Informacje dla klienta
Nik nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Garancja
3M Deutschland GmbH gwarantuje, że ww. produkt pozabywony jest wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. 3M Deutschland GmbH NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DORZUMIANYCH LUB DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONYCH CEŁÓW. Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. 3M Deutschland GmbH zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktów, które po udowodnieniu okazały się wadliwe w okresie gwarancji.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest zabronione przez prawo, 3M Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione, bezpośrednie, zamierzone

	Czas pracy do początku mieszania* (temp. 23°C) min:sek	Czas ostrzykiwania min:sek	Czas wiązania w jamie ustnej min:sek
Symbolne na produkcie			
Wewnątrzustny czas wiązania w przypadku techniki jednoczasowej w połączeniu z:			
Express XT Penta Putty			3:00**
Express XT Penta Putty Soft lub Express XT Penta H			3:30
Express XT Penta H Quick			2:30 (stojąc masę drugiej wersji typu Quick)

* Początek mieszania – początek wpływania pasty do końcówki mieszającej.
** Wymieszane w urządzeniu Pentamix pasty Penta Putty posiadają wyższą temperaturę, co ma wpływ na skrócenie wewnętrzznego czasu wiązania mas rzadkich.

Podane czasy dotyczą produktów przechowywanych w temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej 20–80%. Wszelkie temperatury produktów skracają, niższe wydłużają czasy podane w tabelce.

Pobranie wycisku	Wysokiej wydajności:
Zalecane kombinacje produktów	
Express XT Penta Putty lub Express XT Penta Putty Soft lub Express XT Penta H	Express XT Light Body lub Express XT Regular Body
Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body Quick lub Express XT Regular Body Quick

Az początku mieszania konieczne zaobserwować moment pojawienia się pasty na masę Penta w końcówce mieszającej Penta i upewnić się, że pasta podstawowa i katalizator przedostają się do końcówki mieszającej w jednolokowej ilości. Wymieszana masa powinna mieć jednolite zabarwienie, bez smug.
– Kolor wymieszanej masy podany jest w rozdziale „Opis produktu”.
– Pokryta klejem lyki wyiskową wypełnić masę. W czasie aplikacji utrzymać: końcówkę mieszającą zanurzoną w masie, aby uniknąć pozostawienia pęcherzyków powietrza.
– W trakcie napienia lyki lyki w jamie ustnej wprowadzając ją równolegle do osi opracowywanych zębów. Przytrzymać lyki bez stosowania nacisku.
– Przestrzegając zasad pracy obduktu mas, aby uniknąć uzyskania niepełnego lub niedokładnego wycisku.
– Powoli umieścić napężoną lykę w jamie ustnej wprowadzając ją równolegle do osi opracowywanych zębów. Przytrzymać lyki bez stosowania nacisku.
– Po całkowitym związaniu masy wyjąć wycisk z jamy ustnej.

Technika dwuczusowa:
Zalecane kombinacje produktów

Express XT Penta Putty lub Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body lub Express XT Light Body Quick
---	---

Az początku mieszania konieczne zaobserwować moment pojawienia się obduktu pasty masę Penta w końcówce mieszającej Penta i upewnić się, że pasta podstawowa i katalizator przedostają się do końcówki mieszającej w jednolokowej ilości. Wymieszana masa powinna mieć jednolite zabarwienie, bez smug.

– Kolor wymieszanej masy podany jest w rozdziale „Opis produktu”