

OptraDam® Plus

Русский

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать!](#)

Инструкция

Описание

OptraDam® Plus – это коффердам, имеющий анатомическую форму, для обеспечения абсолютной сухости и изоляции рабочего поля. Во время стоматологического лечения он удерживает губы и щеки. Повышает обзор рабочего поля, улучшает доступность и облегчает отсасывание жидкости. Благодаря высокой гибкости и эластичности во всех направлениях, он обеспечивает комфорт для пациента и является дополнительной поддержкой, когда рот надо держать открытым. OptraDam Plus состоит из латекса и покрыт кукурузным крахмалом. OptraDam Plus выпускается в размерах Regular (стандартный) и Small (малый).

Показания

Используется во время стоматологического лечения, когда требуется абсолютная сухость и изоляция рабочего поля (например, при адгезивной фиксации, пломбировании зубов, а также при лечении корневых каналов).

Противопоказания

OptraDam Plus нельзя использовать, если пациент имеет аллергию на латекс.

Использование

Интраоральное кольцо меньшего размера располагается в полости рта пациента в области переходной складки, в то время, как наружное кольцо должно располагаться вне полости рта. Натянутый между кольцами эластичный материал удерживает губы пациента благодаря упругости колец (см. фото 1).



Фото 1. Надетый OptraDam Plus

1. Выберите коффердам OptraDam Plus подходящего размера. Размер (R – стандартный (regular) или S – маленький (small)) указан на упаковке и на обратной стороне коффердама.
2. Сделайте отверстия на коффердаме в соответствии с тем, какие зубы предполагается лечить. Регулярно проверяйте качество пробойника коффердама. Тупые пробойники перфорируют латексный материал не полностью, что может приводить к надрыву латексного материала и, в конечном итоге, к недостаточной изоляции зуба.
3. Накладывать коффердам можно как в положении пациента лежа «12 часов», так и в позиции сидя «8 часов» (или «4 часа» для левшей).
4. Интраоральное кольцо должно захватываться через наружное. Лечащий врач удерживает интраоральное кольцо за верхний и нижний края между большим и средним пальцами, слегка сжимая его при этом (см. фото 2).

Удерживая интраоральное кольцо, следите за тем, чтобы оно не полностью выходило из латексного мешочка.



Фото 2: Правильное удерживание интраорального кольца между большим и средним пальцами. Кольцо при этом слегка сжато.

5. Слегка сжатое интраоральное кольцо вводится за щеку с одной стороны таким образом, чтобы эластичная часть захватила угол рта, а наружное кольцо располагается при этом вне полости рта (см. фото 2).
6. Затем интраоральное кольцо, слегка сгибая его, располагают аналогичным образом с противоположной стороны рта (см. фото 2).



Фото 3: После того, как интраоральное кольцо было расположено за обоими углами рта, его необходимо завести за верхнюю и нижнюю губы.



7. Затем интраоральное кольцо следует задвинуть за верхнюю и нижнюю губу, в результате чего коффердам OptraDam Plus займет свою окончательную устойчивую позицию (см. фото 3). Расслабленный рот пациента облегчает вхождение интраорального кольца. Если в отдельных случаях интраоральное кольцо при полностью закрытом рте готово выскользнуть из переходной складки, как правило, достаточно просто глубже расположить интраоральное кольцо. Во всяком случае всегда необходимо проверять, правильный ли размер был выбран.
8. Продвиньте коффердам с помощью зубной нити через аппроксимальные контакты в межзубное пространство до десны.
9. Таким образом, надежно установленный коффердам OptraDam Plus улучшает обзор и доступ к рабочему полю. При необходимости слюноотсос устанавливается под интраоральную рамку в углу рта. С помощью боковых движений нижней челюсти и открывания рта различной степени можно создать дополнительное пространство в области выполнения лечения. При большом расстоянии между зубами и,

соответственно, недостаточной фиксации латекс можно дополнительно закрепить с помощью лигатуры из зубной нити, Wedjets®* или кламмеров для коффердама.

*Wedjets® - зарегистрированная торговая марка Coltène/Whaledent

10. Перед снятием коффердама осторожно освободите латексную часть из межзубного пространства. С помощью бумажной салфетки возьмите наружное кольцо за нижнюю часть и слегка потяните вверх, так, чтобы интраоральное кольцо вышло из нижней переходной складки. После этого интраоральное кольцо легко высвобождается из верхней переходной складки, а использованный коффердам гигиенично утилизируется, завернутым в салфетку.

Примечания

-  Коффердам OptraDam Plus предназначен только для одноразового использования.
- При ограниченном носовом дыхании и для установки слюноотсоса, можно сделать ножницами отверстие в латексной мембране в проекции неба.
-  Коффердам OptraDam Plus содержит латекс из натурального каучука, в отдельных случаях он может вызывать аллергические реакции.
- Выполнение рентгеновских снимков с OptraDam Plus принципиально возможно, если достаточно латексного материала с оральной стороны – при необходимости потяните латексную мембрану в оральную сторону.
- Если требуется дополнительная анестезия, OptraDam Plus можно легко снять.

Условия хранения:

- температура хранения: 2–28°C
- защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Хранить в месте, недоступном для детей!

Для использования только в стоматологии!

Дата составления инструкции: 03/2009; Revision 0

Производитель

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Шаан/Лихтенштейн

Продукт был разработан для применения только в стоматологии и должен использоваться в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за результаты, полученный при ином использовании или несоответствующем использовании. Кроме того, пользователь обязан проверить материал на соответствие для применения для любых целей, не указанных в инструкции, под собственную ответственность.