


Изображение преполни-
меризованных частиц
наполнителя SphereTEC®,
сделанное с помощью
сканирующего электрон-
ного микроскопа. Их фор-
ма, а также распределе-
ние в матрице композита
создает эффект «шарико-
подшипника», поэтому
композит легко выдавли-
вается, моделируется,
не течет и хорошо
адаптируется




Микрогранулированная
структура наполнителя
SphereTEC® способна
связывать больше свобод-
ной смолы по сравнению
с обычными наполнителя-
ми. Поэтому композит
Neo Spectra™ ST не при-
липает к ручным инстру-
ментам

Универсальный композит Neo Spectra™ ST с технологией SphereTEC®

создан с учетом того,
что важно для вас

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

Эффективность композита Neo Spectra™ ST стала возможной благодаря технологии на-
полнителя SphereTEC®, нашему запатентованному процессу создания микроразмерных,
четко оформленных сферических супраструктур, состоящих из частиц субмикронного
стекла. Морфология наполнителя SphereTEC®, гранулометрический состав и микрострук-
тура поверхности обеспечивают преимущества, которые действительно важны для сто-
матологов:



УЛУЧШЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

для удобного внесения
и легкого моделирования



ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА

для простого
подбора оттенка



ДОКАЗАННАЯ СТОЙКОСТЬ

с хорошим блеском
и стойкостью к окрашиванию
для надежной эстетики

Информация для заказа

Neo Spectra™ ST


Универсальный композитный реставрационный материал

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ (HV – high viscosity)


Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV) 60701970
24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV) 60701980
5 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Эконабор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (HV) 60701990
6 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Рефиллы
Neo Spectra™ ST (HV)**

**Компюлы
(16×0,25 г)**

**Шприцы
(1×3 г)**

A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)
A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)
A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)
A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)
A4 (оттенки VITA® A4, C4)
BW (отбеленный белый)

60701971
60701972
60701973
60701975
60701974
60701976

60701981
60701982
60701983
60701985
60701984

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ (LV – low viscosity)


Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV) 60701870
24 компюлы LV (синего цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV) 60701880
5 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Эко-набор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (LV) 60701890
6 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Рефиллы
Neo Spectra™ ST (LV)**

**Компюлы
(16×0,25 г)**

**Шприцы
(1×3 г)**

A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)
A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)
A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)
A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)
A4 (оттенки VITA® A4, C4)
BW (отбеленный белый)

60701871
60701872
60701873
60701875
60701874
60701876

60701881
60701882
60701883
60701885
60701884


Neo Spectra™ ST Effects*

Универсальный композитный реставрационный материал

Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Effects 60701940
24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (12×D1, 8×D3, 4×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects 60701950
3 шприца HV (серый поршень) по 3 г (1×D1, 1×D3, 1×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



**Рефиллы
Neo Spectra™ ST Effects (HV)**

**Компюлы
(16×0,25 г)**

**Шприцы
(1×3 г)**

D1 (используется с A1, A2)
D3 (используется с A3, A3.5, A4)
E1 (используется с A1, A2, A3, A3.5, A4)

60701942
60701943
60701941

60701952
60701953
60701951

* Только высокая вязкость (HV – high viscosity).

Принадлежности
Пистолет для компюл



60665900

с технологией
сферического
наполнителя
SphereTEC®

В NEO SPECTRA™ ST
СОБРАНО ИМЕННО
ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

Neo Spectra™ ST
Универсальный композитный
реставрационный материал

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

Композит Neo Spectra™ ST создан не только с использованием технологии наполнителя SphereTEC®, в нем собрано многое из того, что важно для вас

Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный реставрационный материал

Когда мы создавали композит Neo Spectra™ ST, мы спросили стоматологов, что для них важнее всего в композите? Безусловно, он должен быть прочным. А что если улучшить его манипуляционные свойства, что позволит сэкономить время при реставрации и сделать работу с композитом более комфортной? Или, например, упростить подбор оттенка, что повысило бы эффективность процедуры и свело бы к минимуму запасы? Важно ли будет пациентам то, что композит будет устойчив к окрашиванию? Представляем композит Neo Spectra™ ST, который создан с учетом ваших пожеланий.

74% стоматологов недовольны манипуляционными характеристиками композитных материалов – адаптируемостью и липкостью!

При реставрации по II классу до 28% рабочего времени стоматологи тратят на подбор оттенка, финишную обработку и полировку?

5 универсальных оттенков CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST

Оттенки VITA*

A1			A2			A3			A3.5			A4		+ BW (отбеленный белый)	
A1	B1	C1	A2	B2	D2	A3	C2	D3	D4	A3.5	B3	B4	C3		A4

эффективность имеет значение

Характеристики, которые упрощают работу

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитный материал Neo Spectra™ ST обладает улучшенными манипуляционными свойствами и предлагает 2 варианта вязкости: **низкую (LV – low viscosity)** и **высокую (HV – high viscosity)** вязкость, что позволяет ему соответствовать вашим предпочтениям и технике нанесения для эффективного и простого использования.

- Не прилипает к инструменту.
- Легко адаптируется к поверхностям полости при реставрации.
- Легко моделируется и принимает нужную форму.
- Устойчив к стеканию.




эстетика имеет значение

Отличная эстетика, создание которой стало еще проще

Уникальная структура наполнителя SphereTEC® обеспечивает композиту Neo Spectra™ ST отличный эффект хамелеона для простого подбора оттенков. Она же гарантирует более быструю финишную обработку и полировку до превосходного блеска.

- Пять оттенков CLOUD shade перекрывают всю шкалу оттенков VITA®3.
- Минимум оттенков экономит расходы и сокращает необходимые запасы композитов в клинике.
- Системы для финишной обработки и полировки Enhance® и Enhance® PoGo® помогают добиться полировки до блеска.

1 Для сложных случаев во фронтальном участке дополнительно используются оттенки дентина и эмали композита Neo Spectra™ ST Effects вместе с универсальными оттенками композита Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.



После контурирования

После финирирования

После 20 сек. полировки

80% пациентов видят различия между зубами с пломбами и без них!

долговечность имеет значение

Стойкий эстетический результат

Наполнитель SphereTEC® обеспечивает продолжительную стойкость результатов. Это демонстрируют более чем 24 миллиона реставраций по всему миру, выполненных композитом Neo Spectra™ ST, что доказывает его клинический успех.

- Превосходная устойчивость к окрашиванию.
- Доказанная стойкость к истиранию.

57% стоматологов отмечают наличие окрашивания на поверхности реставрации при повторном осмотре!



После 24-часового теста на окрашивание!

В композите Neo Spectra™ ST с технологией наполнителя SphereTEC® собрано все то, что важно для вас

1. Опрос пользователей композитных материалов в Европе (n=297). Dentsply Sirona Restorative, 2015 г.
2. Опрос Class II Composite Insights, Greater New York Dental Show, 2016 г.
3. VITA не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.
4. Joiner, 2004 г. 5. Данные по запросу.