

СИСТЕМА ХИРУРГИЧЕСКИХ ПИНОВ

MCbio superTack

 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 





“Supertack” – это революционная система, разработанная доктором Эгоном Эйве. Разнообразный выбор эргономичных инструментов обеспечивает надежную фиксацию мембран и пластин при помощи пинов в кость любой плотности и в любых клинических ситуациях.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочность и дизайн пинов позволяет использовать их с любым типом кости как на верхней, так и нижней челюсти;
- Пины не гнутся и не ломаются;
- Благодаря своей форме, пин легко извлекается после периода регенерации;
- Пины могут быть использованы для фиксации как резорбируемых, так и нерезорбируемых мембран и пластин;
- Яркий синий цвет пина помогает легко увидеть его под мягкими тканями.

ДИЗАЙН

- Внешний диаметр пина совместим с аппликаторами различных производителей;
- Скошенный край позволяет легко извлекать пин;
- Плоское дно шляпки максимально фиксирует мембрану;
- Широкий диаметр стержня увеличивает его прочность и рассчитан для применения в кортикальной кости;
- Расширение стержня у основания уменьшает риск загибания пина;
- Конический кончик стержня увеличивает стабильность фиксации пина.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИНЫ



Титановый пин Osteosynt
неанодированный, нестерильный

Артикул	Длина	Количество	Стоимость
514022	3 мм	10 штук	



Титановый пин Osteosynt
анодированный (синий), стерильный

Артикул	Длина	Количество	Стоимость
514010-5	3 мм	5 штук	
514010-10	3 мм	10 штук	
514014-5	4 мм	5 штук	
514020-5	5 мм	5 штук	



Титановый пин Osteosynt EXS
усиленный, анодированный (бронзовый), стерильный

Артикул	Длина	Количество	Стоимость
514012-5	3 мм	5 штук	
514016-5	4 мм	5 штук	
514018-5	5 м	5 штук	
514028-5	6 мм	5 штук	
514038-5	7 мм	5 штук	

ИНСТРУМЕНТЫ



Аппликатор прямой
для установки любых пинов Osteosynt

Артикул	Описание	Количество	Стоимость
570560	"SuperTack"	1 штука	
570775	"TuffTack" (синий)	1 штука	
570773	"TuffTack" (желтый)	1 штука	
570810	"Specialist" (с двумя стопперами)	1 штука	



Аппликатор лингвальный
для установки любых пинов Osteosynt

Артикул	Описание	Количество	Стоимость
570750	серия "SuperTack"	1 штука	
570760	серия "Specialis"	1 штука	



Контейнер для пинов
для хранения и установки любых пинов Osteosynt

Артикул	Количество	Стоимость
57057	1 штука	



Стоппер для прямого аппликатора
для контроля степени захвата пина

Артикул	Тип	Количество	Стоимость
570790	средний (зеленый)	1 штука	
570800	жесткий (синий)	1 штука	



Сменная насадка
для прямого аппликатора

Артикул	Описание	Количество	Стоимость
570780	стандартная, "Specialist"	1 штука	
570820	длинная, "Specialist"	1 штука	
570550*	стандартная, "SuperTack"	1 штука	
570650*	длинная, "SuperTack"	1 штука	

* Совместимость со стопперами не поддерживается.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Набор для установки пинов "Supertack"

Артикул	Количество	Стоимость
571210	1 штука	
Состав набора:		
- Прямой аппликатор для установки пинов		- Хирургический молоток
- Контейнер для хранения пинов		- Органайзер для хранения инструментов



Набор для установки пинов "Specialist"

Артикул	Количество	Стоимость
Состав набора:		
- Прямой аппликатор для установки пинов		- Стопперы для аппликатора (средний и жесткий)
- Контейнер для хранения пинов		- Длинная насадка для аппликатора
- Хирургический молоток		- Органайзер для хранения инструментов



"В ходе ряда клинических испытаний и научных исследований система пинов Supertack продемонстрировала только лучшие результаты. Я с уверенностью могу сказать, что Supertack – это качественный продукт, заслуживающий доверия."

Доктор Эгон Эйве

