

DENTSPLY
MAILLEFER

 Перейти в магазин Эль-Дент и заказать: 



готовое безопасное решение для эндо

READY • STEEL®

УДОБНЫЙ • СТЕРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ •
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ • ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

+
**WE
KNOW
ENDO.**




DENTSPLY
MAILLEFER



Удобный, стерильный инструмент из нержавеющей стали
готовое безопасное решение для эндо

READYSTEEL® - ручные эндодонтические инструменты, поставляются в стерильной блистерной упаковке, каждый файл легко отделяется друг от друга.

Преимущества ассортиментного ряда READYSTEEL:

-  Качественные ручные эндодонтические инструменты для навигации и формирование системы корневых каналов.
-  Надежная инструментальная обработка системы корневых каналов.
-  Готовое стерильное решение для разных клинических ситуаций в эндодонтии.

+
WE
KNOW
ENDO.

READY•STEEL®



DENTSPLY Maillefer поддерживает высокие стандарты эндодонтического лечения, поэтому ручные эндодонтические инструменты READYSTEEL® выпускаются в удобных стерильных блистерных упаковках и предназначены для одноразового использования для каждого пациента.

Применение **стерильных инструментов**



Снижение риска поломки инструмента
Эндодонтические файлы подвержены износу во время эксплуатации, многократное использование инструментов значительно повышает риск поломки.



Оптимальная режущая эффективность*
Исследования показывают, что многократное использование инструментов снижает их режущую способность и влияет на качество обработки системы корневых каналов.



Отсутствие риск перекрестного заражения*
Независимо от степени качества стерилизации инструмента, исследования показывают, что некоторые бактерии и остатки зубных тканей могут оставаться на инструменте, тем самым увеличивая риск перекрестного заражения между пациентами.

DENTSPLY
MAILLEFER



Удобный, стерильный инструмент из нержавеющей стали
готовое безопасное решение для эндо

READYSTEEL информация для заказа

Номер	ТИП ИНСТРУМЕНТА	ДИАМЕТР	Длина в мм				
			18	21	25	28	31
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-010	●				
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-140		●	●	●	●
A016D	HEDSTROEM READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A011D	K-REAMER READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A012X	C+FILE READYSTEEL	006-020	●	●	●		
A012C	K-FLEXOFILE® READYSTEEL	015-040	●	●	●		●
A011C	K-FLEXOREAMER® READYSTEEL	015-040		●	●		●
A012I	GOLD.MED K-FLEXOFILE® READYSTEEL	012-037		●	●		●
A011I	GOLD.MED K-REAMER READYSTEEL	012-037		●	●		●
A1012	SENSEUS® K-FLEXOFILE® READYSTEEL	006-080		●	●		●
A1011	SENSEUS® K-FLEXOR® READYSTEEL	008-080		●	●		●
A1013	SENSEUS® PROFINDER® READYSTEEL	010-013-017	●	●	●		
A1016	SENSEUS® HEDSTROEM READYSTEEL	008-080		●	●		●

+
WE
KNOW
ENDO.

READY ● **STEEL**®

UKXL786, created 10/2014