

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

### OPTIVIEW

#### Ретракторы для губ и щек

OptiView – это ретрактор, с помощью которого можно просто и надежно удерживать щеки и губы, чтобы обеспечить лучший доступ к рабочему полю.


#### Особенности и преимущества OptiView

- Хорошая ретракция и оптимальный доступ к операционному полю благодаря одновременной фиксации щек и губ.
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.
- Возможность автоклавирования для многократного использования.
- Высокий комфорт для пациента благодаря анатомической форме, прорезям для уздечек верхней и нижней губ и мягким подушечкам, не давящим на переходную складку.
- Отсутствие талька и возможность применения при хирургических вмешательствах.
- Анатомическая форма для отсутствия чрезмерного напряжения.
- Простота и легкость установки и извлечения.
- Успешное применение на детском приеме.
- Два размера – стандартный (белый) и маленький (голубой).
- Идеальное решение для длительных процедур.


#### OptiView

Ретракторы стандартного размера (белого цвета), 2 шт.	5500
Ретракторы маленького размера (голубого цвета), 2 шт.	5502

#### Стандартный размер (белый)



#### Маленький размер (голубой)



Клинический случай предоставлен доктором Джесси Аскаротом (Франция).

