

CLEANPOLISH и SUPERPOLISH

Пасты для чистки зубов перед реставрацией и для полировки реставрации – традиционная двухшаговая система паст без фтора

Первый шаг – CleanPolish: паста, которая быстро и эффективно очищает как естественные ткани зубов, так и реставрации из композитов и металлов. На основе пемзы (более абразивная, нежели Cleanic).

Второй шаг – SuperPolish: придает зеркальный блеск как тканям зубов, так и реставрациям из композитов и металлов.

Особенности и преимущества CleanPolish и SuperPolish

- Традиционная двухшаговая система, не требующая обучения применению.
- Эффективная очистка естественных тканей зубов, композитных и металлических реставраций и успешное применение для полировки реставраций.
- Более высокая абразивность чистящей пасты (по сравнению с пастой Cleanic) и более быстрое достижение видимых результатов чистки.
- Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии) благодаря отсутствию фторидов.
- Экономичная система.

CleanPolish RDA: 43,8 | REA: 5,5

SuperPolish RDA: 9,8 | REA: 4,5



CleanPolish

360



SuperPolish

361

CleanPolish и SuperPolish

CleanPolish: паста 50 г, без фтора	360
SuperPolish: паста 45 г, без фтора	361