

HERCULITE XRV

 [Перейти в магазин ЭльДент и заказать](#) 

Herculite XRV™ – это микрогибридный универсальный композитный материал.

Особенности и преимущества Herculite XRV™

- Высокая механическая прочность благодаря высокой наполненности (около 79% неорганического наполнителя (по весу) со средним размером частиц 0,6 мкм).
- Возможность создания высокоэстетичных реставраций благодаря широкому ассортименту оттенков: 16 оттенков эмали и 16 оттенков дентина по шкале VITA, а также 2 оттенка режущего края.
- Исключительная надежность и долговечность эстетики, подтвержденная многолетней клинической практикой.
- Отсутствие прилипания к инструментам.
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Показания к применению

Реставрации фронтальных и жевательных зубов:

- реставрации I, II, III, IV и V классов;
- реставрации пришеечных эрозий;
- изготовление прямых виниров.



Herculite XRV™ – набор General Kit 30894

14 шприцев (по 5 г): эмаль – A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, C3, D2, D3, дентин – A2, B1, C2, D2; 2 шприца Herculite XRV™ Ultra (по 4 г) каждого из оттенков режущего края: средний, светлый, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Herculite XRV™ – набор Custom Kit 62811

6 шприцев (по 5 г): эмаль – A1, A2, A3, B2, дентин – A2, A3, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Herculite XRV™ – набор Esthetic Kit 30893

16 шприцев (по 5 г) эмаль: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4; 7 шприцев (по 5 г) дентин: A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2; 2 шприца (по 2,5 г) оттенков режущего края: средний, светлый; 1 бутылочка (5 мл) OptiBond™ Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 емкостей для смешивания, 1 шприц (3 г) протравливающего геля и 10 одноразовых насадок

Herculite XRV™ – мини-набор (Mini Kit) 62829

Шприцы (по 3 г): эмаль – A2, A3, дентин – A3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов

Herculite XRV™ – мини-набор (Mini Kit) 62830

Шприцы (по 3 г): эмаль – A2, A3.5, дентин – A2, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов

Herculite XRV™ – мини-набор (Mini Kit) 62831

Шприцы (по 3 г): эмаль – A2, C3, дентин – D3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов



Herculite XRV™ – набор General Kit 30894



Herculite XRV™ – набор Mini Kit 62829

VITA является зарегистрированной торговой маркой компании VITA Zahnfabrik Company, Германия.