

КОМПОЗИТНЫЕ КРАСКИ KOLOR + PLUS

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать!](#) 



Композитные краски Kolor + Plus™ позволяют имитировать индивидуальные особенности твердых тканей зубов, выполнить маскировку нежелательных дисколоритов зубов, а также добиться совершенства цвета реставрации.

Особенности и преимущества Kolor + Plus™

- 8 основных модификаторов цвета.
- Наличие бесцветного модификатора.
- Наличие двух опакеров – А1 и А3.
- Высокая наполненность – 66% по весу.
- Насыщенные цвета.
- Готовая стабильная формула.

Показания к применению

- Воссоздание индивидуальных характеристик твердых тканей зуба.
- Прокрашивание фиссур моляров.
- Создание прозрачной кромки режущего края зуба.
- Имитация трещин.
- Пришеечный эффект потемнения.
- Нейтрализация желтых пятен.
- Создание опакости.
- Имитация десны при ее рецессии.

Kolor + Plus™ (2 мл)	
Желтый	23394
Лавандовый	23395
Коричневый	23396
Голубой	23397
Белый	23398
Красный	23399

Серый	23400
Бесцветный	23401
Охра	23404
А1	23402
А3	23403