

## LUCIWEDGE

### Светопроводящие клинья

#### Особенности и преимущества Luciwedge

- Эффективная светополимеризация аппроксимальных поверхностей благодаря хорошей светопроводящей способности.
- Прекрасная адаптация даже на изогнутых межзубных участках и вдоль закругленных линий уступа благодаря гибкости клина по продольной оси.
- Минимизация риска травмирования межзубного сосочка благодаря изогнутому кверху кончику.
- Полное расклинивание на этапе пломбирования благодаря твердому корпусу клина.
- Стабильность матрицы благодаря сохранению давления на нее.

#### Luciwedge Soft - набор ассорти 790 S

Ультрамаленькие (100 шт.), маленькие (50 шт.), средние (50 шт.)

#### Luciwedge Soft - дополнительные упаковки (100 шт.)


Ультрамаленькие	770 S
Маленькие	771 S
Средние	772 S

#### Adapt Luciwedge - набор ассорти (Assortment Kit) 730

Ультрамаленькие (40 шт.), средние (40 шт.), большие (30 шт.)


#### Adapt Luciwedge - дополнительные упаковки (100 шт.)

Маленькие	731
Средние	732
Большие	733
Ультрамаленькие	734



Набор клиньев  
Hawe Luciwedge

790 S



1. Гигиеничная адаптация вдоль межзубной области, последовательное краевое прилегание.
2. Адаптация, в том числе и на вогнутых участках.
3. Благодаря устойчивой форме клин возвращает первоначальную форму при выведении из межзубного пространства.

