

ДИСКИ


OPTIDISC

 [Перейти в магазин ЭльДент и заказать:](#) 

OptiDisc – это эффективная система дисков для финирирования и полировки, позволяющая придать реставрации зеркальный блеск, сходный с блеском естественных тканей зубов. В систему OptiDisc входят диски с абразивными частицами различного размера для контурирования, финирирования и полировки до зеркального блеска композитов, стеклоиономеров, амальгамы, полудрагоценных и драгоценных металлов.

Особенности и преимущества OptiDisc

- Точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставрации и без повреждения мягких тканей благодаря отсутствию выступающего держателя.
- Отсутствие скольжения и чувствительности к количеству оборотов благодаря оптимальной передаче вращающего момента на диск.
- Хороший обзор рабочего поля благодаря прозрачности диска.
- Облегченная обработка дистальной группы зубов и труднодоступных областей благодаря укороченному запатентованному дискодержателю и оптимальной гибкости дисков.
- Понятная цветовая кодировка, обеспечивающая легкую идентификацию степени абразивности диска.
- Высокая эффективность абразивного слоя благодаря износостойкому полиэстеру.
- Экономичность использования – цена за 1 диск ниже, чем за диски других зарубежных производителей, а упаковки больше (по 100 шт.).
- Возможность длительного использования дискодержателей благодаря автоклавированию.



Конкурент

OptiDisc



Короткий дискодержатель удобно использовать в условиях недостатка пространства

				
	КОНТУРИРОВАНИЕ	ФИНИРОВАНИЕ	ПОЛИРОВКА	ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
	Очень грубый 80 мк	Грубый/средний 40 мк	Тонкий 20 мк	Ультратонкий 10 мк
Упаковка/диаметр	80 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Ø 9,6 мм	4197	4181	4182	4183
Ø 12,6 мм	4198	4184	4185	4186
Ø 15,9 мм	4199	4191	4192	4193



Дополнительные упаковки OptiDisc