

POINT 4™

Point 4™ – это микрогибридный универсальный композитный материал с оптимизированными частицами (средний размер 0,4 мкм), представленный в 16 оттенках по шкале VITA.

Особенности и преимущества Point 4™

- Прекрасная полируемость.
- Эффект «хамелеона».
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- Широкий выбор оттенков по шкале VITA.
- Оптимальное соотношение цена-качество.

Показания к применению

Реставрации полостей любого класса на фронтальных и жевательных зубах.



Point 4™ – набор Euro Kit 29687

5 шприцев (4 г) эмалевых оттенков: эмаль – А2, А3, А3.5, В2, прозрачный Т1, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond™ Solo Plus, 2 шприца (3 г) протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприцев с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Point 4™ – мини-набор (Mini Kit) 62842

3 шприца (3 г): эмаль А2, А3, дентин А2, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов

Point 4™ – мини-набор (Mini Kit) 62843

3 шприца (3 г): эмаль А2, А3, дентин А3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов

Point 4™ – мини-набор (Mini Kit) 62844

3 шприца (3 г): эмаль – А2, А3, дентин А3.5, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками, 50 одноразовых аппликаторов



Point 4™ – мини-набор (Mini Kit) 62842

Шприц (4 г)		Шприц (4 г)	
Эмаль А1	29876	Эмаль D2	29889
Эмаль А2	29877	Эмаль D3	29890
Эмаль А3	29878	Эмаль D4	29891
Эмаль А3.5	29879	Очень светлый XL1	29892
Эмаль А4	29880	Очень светлый XL2	29893
Эмаль В1	29881	Прозрачный Т1	29895
Эмаль В2	29882	Прозрачный Т2	29896
Эмаль В3	29883	Прозрачный Т3	29897
Эмаль В4	29884	Дентин А2	31360
Эмаль С1	29885	Дентин А3	31361
Эмаль С2	29886	Дентин А3.5	31362
Эмаль С3	29887	Дентин В1	31364
Эмаль С4	29888	Дентин В2	31365