

 **Перейти в магазин ЭльДент и заказать:** 

PRO-CUP и PRO-CUP JUNIOR

Чашечки для чистки и полировки

Pro-Cup и Pro-Cup Junior – это безлатексные резиновые чашечки, которые обеспечивают эффективную очистку поверхности зуба и экономичное использование профилактической пасты без разбрызгивания.

Благодаря свойствам материала с низким коэффициентом трения не происходит перегрева тканей зуба.

Мягкие (голубые) и жесткие (темно-синие) чашечки Pro-Cup – одноразовые и позволяют избежать перекрестного заражения и повторной обработки.

Чашечки Pro-Cup Junior рекомендованы для профилактической чистки у детей и в ситуациях, когда доступ к ротовой полости ограничен.

Различные варианты выпуска облегчают выбор оптимального инструмента для чистки и полировки в зависимости от клинической ситуации и предпочтений стоматолога.

Особенности и преимущества Pro-Cup и Pro-Cup Junior

- Щадящая чистка в области десневого края и межзубных промежутков без травмирования мягких тканей.
- Идеальное решение для удаления налета (в том числе налета Пристли у детей).
- Возможность использования при проведении чистки у пациентов с очень чувствительными деснами и тонкой эмалью более мягких чашечек голубого цвета.
- Меньшая болезненность процедуры чистки для пациента благодаря снижению нагревания зуба.
- Возможность использования для пациентов с аллергией на латекс.
- Возможность применения на детском приеме благодаря небольшим размерам чашечек Pro-Cup Junior.
- Экономичность нанесения пасты.
- 2 варианта – жесткие (синие) и мягкие (голубые) чашечки.
- Защита роторного наконечника от загрязнения и попадания пасты.
- Аккуратность проведения процедуры: минимизация разбрызгивания чистящих и полировочных паст.

Чашечки Pro-Cup



990

991

1810

1811

Чашечки Pro-Cup Junior



1812

1813

992

993


Жесткость и цвет чашечки	Кол-во в упаковке, шт.	Pro-Cup		Pro-Cup Junior	
		Screw-Type	Latch-Type	Screw-Type	Latch-Type
Мягкие голубые	30	1810/30	990/30	1812/30	992/30
	120	1810/120	990/120	1812/120	992/120
Жесткие темно-синие	30	1811/30	991/30	1813/30	993/30
	120	1811/120	991/120	—	993/120



БЕЗ ЛАТЕКСА!

Pro-Cup Soft
Blue Latch-Type

990/120



- 1 Тонкая кромка по краю чашечки позволяет контролировать достижение лучших результатов чистки и полировки в области десны и межзубных промежутков.
- 2 Благодаря своему пластинчатому внутреннему и внешнему профилю Pro-Cup минимизирует разбрызгивание пасты (принцип винта).



Чашечки Pro-Cup и Pro-Cup Junior



Использование Pro-Cup на взрослом приеме

Клинический случай предоставлен доктором Арне Лундом.



Использование Pro-Cup Junior на детском приеме

Клинический случай предоставлен доктором Ольгой Мельниковой.