

 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 

Коронки стоматологические из нержавеющей стали Stainless Steel Crowns для временных зубов в наборе и в отдельных упаковках, с принадлежностями

Назначение:

- Для восстановления зубов, подверженных обширному кариозному процессу, затрагивающему несколько поверхностей зуба
- При восстановлении зубов у кариес-восприимчивых детей, если умеренному кариозному процессу подвергаются временные зубы, которые не будут рассасываться от 3 до 10 лет
- Дефекты развития, такие как несовершенный амелогенез, гипоплазия эмали, несовершенный дентиногенез
- При активной деминерализации уже восстановленного зуба, когда есть риск вторичного кариеса
- После травмы зуба, вызвавшей перелом, затронувший большую часть коронки
- После пульпэктомии и пульпотомии
- Как абатмент или атачмент для ортодонтических устройств (например, при удержании нужного пространства)



Коронки стоматологические из нержавеющей стали для временных зубов

Характеристики продукта:

- Повторяют анатомическую форму временных моляров
- Произведены с имитацией анатомической высоты, формы и окклюзионной поверхности
- Подогнуты в придесневой части для обеспечения хорошей ретенции
- Гладкая поверхность из нержавеющей стали помогает поддерживать здоровье тканей пародонта и обеспечивает комфорт пациенту

Противопоказания:

- Пациент не в состоянии выдержать лечение
- Временный зуб подвергается рассасыванию
- Рентгенография показывает наполовину резорбированный корень зуба

Артикул	Комплектация
	Коронки стоматологические из нержавеющей стали для временных зубов
ND-48	Набор ND-48 (48 коронок) по одной коронке каждого вида и размера
D-LL-3	Первый нижний левый моляр, размер 3 2 коронки
D-LL-4	Первый нижний левый моляр, размер 4 2 коронки

D-LL-5	Первый нижний левый моляр, размер 5 2 коронки
D-LR-3	Первый нижний правый моляр, размер 3 2 коронки
D-LR-4	Первый нижний правый моляр, размер 4 2 коронки
D-LR-5	Первый нижний правый моляр, размер 5 2 коронки
D-UL-3	Первый верхний левый моляр, размер 3 2 коронки
D-UL-4	Первый верхний левый моляр, размер 4 2 коронки
D-UR-3	Первый верхний правый моляр, размер 3 2 коронки
D-UR-4	Первый верхний правый моляр, размер 4 2 коронки
E-LL-4	Второй нижний левый моляр, размер 4 2 коронки
E-LR-3	Второй нижний правый моляр, размер 3 2 коронки
E-LR-4	Второй нижний правый моляр, размер 4 2 коронки
E-UL-3	Второй верхний левый моляр, размер 3 2 коронки
E-UL-4	Второй верхний левый моляр, размер 4 2 коронки
E-UR-3	Второй верхний правый моляр, размер 3 2 коронки
E-UR-4	Второй верхний правый моляр, размер 4 2 коронки