

 [Перейти в магазин Эль Дент и заказать:](#) 

TempBond

TempBond – самоотверждаемый цемент для временной фиксации на основе оксида цинка и эвгенола. Применяется для временного цементирования временных коронок, мостовидных протезов и шин, а также для пробного цементирования постоянных конструкций. Обладает превосходной консистенцией, позволяющей производить цементирование легко и надежно.

TempBond Introductory Pack (с модификатором) 60058

Состав: 1 тубик базы (50 г), 1 тубик катализатора (15 г), 1 тубик модификатора (13 г), 1 блокнот для замешивания

TempBond Standard Pack (без модификатора) 61087

Состав: 1 тубик базы (50 г), 1 тубик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания

TempBond Unidose 31377

Состав: 50 унидоз (по 2.4 г)

TempBond Original Automix Syringe 33684

Состав: 2 шприца для автоматического смешивания (по 11.8 г), 20 смесительных насадок

Дополнительные упаковки TempBond

База (50 г)	60254
Катализатор (15 г)	60255
Модификатор (13 г)	61081

TempBond™ NE

TempBond NE – цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цемента и не вызывает размягчения временных реставраций из самоотверждающихся акриловых смол. Особенно рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол. Консистенция и качество цементирования такие же как у TempBond.

TempBond NE 61085

1 тубик базы (50 г), 1 тубик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания

TempBond NE Unidose 31973

Состав: 50 унидоз (по 2.4 г)

TempBond NE Automix Syringe 33685

Состав: 2 шприца для автоматического смешивания (по 11.7 г), 20 смесительных насадок

TempBond Clear

Прозрачный временный цемент двойного отверждения на основе искусственной смолы. Благодаря своей прозрачности обеспечивает великолепную эстетику. Выпускается в удобном шприце для автоматического смешивания, удобен в использовании, обладает высокой прочностью, при необходимости легко удаляется.

TempBond Clear with Triclosan Automix Syringe 33351

Состав: 1 шприц для автоматического смешивания (7 г), 10 смесительных насадок

Аксессуары TempBond

Смесительные насадки (50 шт)	33361
------------------------------	-------



TempBond Automix Syringes



TempBond Unidose



TempBond Introductory Pack
(с модификатором)

60058



TempBond NE

61085