

## Коронки преформованные композитные Protemp Crown для временного протезирования в наборах и в отдельных упаковках



Мягкие преформованные коронки Protemp Crown из композитного материала светового отверждения для жевательных зубов и клыков

### Назначение:

- Временное протезирование, в том числе долгосрочное
- Одиночные коронки для жевательных зубов и клыков

### Преимущества:

- Не требуется снятия оттиска и использования матрицы
- Форма коронки соответствует форме натуральных зубов
- Легкость моделирования и придания нужной формы. В воскоподобной стадии коронка легко адаптируется к форме отпрепарированного зуба, по границе препарирования, а также по проксимальной и окклюзионной поверхностям
- Высочайшая механическая прочность на излом
- Тонкий ингибированный слой
- Не перегревает зубы и не выделяет мономеров, без запаха
- Легко моделируется материалом стоматологическим жидкотекучим реставрационным Filtek Ultimate Flowable. Легко режется, контурируется и полируется
- Широкий ассортимент типов и размеров коронок
- Один универсальный оттенок
- Экономия времени – изготовление временной реставрации занимает всего 4 мин



Коронки преформованные композитные Protemp Crown для временного протезирования в наборах: Набор стартовый

| Артикул | Комплектация   |
|---------|--|
| 50600   | <b>Набор стартовый</b><br>42 коронки в коробке (каждая в индивидуальной упаковке); шаблоны для подбора размера коронки (2 упаковки по 10 шт.)<br><b>Размеры коронок:</b> 6 х верхний моляр (большая), 6 х верхний моляр (маленькая), 6 х нижний моляр (большая), 6 х нижний моляр (маленькая), 4 х верхний премоляр (большая), 4 х верхний премоляр (маленькая), 4 х нижний премоляр, 3 х клык большой, 3 х клык маленький |
| 50600TK | <b>Набор ознакомительный</b><br>16 коронок (каждая в индивидуальной упаковке); шаблоны для подбора размера коронки (10 шт. в упаковке)<br><b>Размеры коронок:</b> 3 х верхний моляр (большая), 3 х верхний моляр (маленькая), 2 х нижний моляр (большая), 2 х нижний моляр (маленькая), 2 х верхний премоляр (большая), 2 х верхний премоляр (маленькая), 2 х нижний премоляр  |
|         | <b>Коронки преформованные композитные Protemp Crown для временного протезирования в отдельных упаковках</b>  |
| 50610   | Верхний моляр (большой)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки   |
| 50611   | Верхний моляр (маленький)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки   |
| 50612   | Нижний моляр (большой)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |
| 50613   | Нижний моляр (маленький)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |
| 50614   | Верхний премоляр (большой)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |
| 50615   | Верхний премоляр (маленький)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |
| 50616   | Нижний премоляр<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки   |
| 50617   | Клык (большой)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |
| 50618   | Клык (маленький)<br>5 коронок, шаблон для подбора размера коронки  |



\* Журнал The Dental Advisor удостоил преформованные коронки Protemp™ Crown звания "Лучший инновационный продукт" (Top Innovative Product) в 2008г.