

СВМПЭ

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен –
инновационный материал нового поколения
для медицинского применения

INOД

INOД

U.P. FIBER SPLINT

Шинирующий материал из СВМПЭ
(сверхвысокомолекулярного полиэтилена)

U.P. FIBER SPLINT
Шинирующий материал из СВМПЭ

Линейка продуктов U.P. Fiber Splint

Набор U.P. Fiber Splint KIT
арт. UP1500

Лента - 1 мм x 20 см x 1 шт.
Лента - 2 мм x 20 см x 1 шт.
Лента - 3 мм x 20 см x 1 шт.
Лента - 4 мм x 20 см x 1 шт.
Ножницы - 1 шт.
Фольга - 4 шт./упак.
Инструкция – 1 шт.



Отдельные упаковки U.P. Fiber Splint



U.P. Fiber Splint # 4
apt. UP1504

Размерный ряд и комплектация U.P. Fiber Splint

№	Артикул	Наименование	Длина (см)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Кол-во лент в упаковке
1	UP1501	U.P. Fiber Splint #1	20	1	0,2	2
2	UP1502	U.P. Fiber Splint #2	20	2	0,2	2
3	UP1503	U.P. Fiber Splint #3	20	3	0,2	2
4	UP1504	U.P. Fiber Splint #4	20	4	0,2	2
5	UP1510	Ножницы для U.P. Fiber Splint	Одна упаковка U.P. Fiber Splint содержит 40 см шинирующего материала и инструкцию по применению			


U.P. Fiber Splint — современное решение для фиксации подвижных зубов любой этиологии: при пародонтозе, посттравматических состояниях и ортодонтической коррекции. Неинвазивная технология обеспечивает надежную стабилизацию с идеальным эстетическим результатом.

Ключевые характеристики:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Биосовместимый материал для шинирования и ортодонтических ретейнеров - Высокие эстетические показатели и комфорт пациента - Упрощенная методика наложения - Неинвазивное применение – минимальная подготовка зубов - Не требует особых условий хранения - Широкий выбор ширины ленты – 1, 2, 3 и 4 мм для различных клинических ситуаций) | <ul style="list-style-type: none"> - Высокая прочность на изгиб - 380 МПа - Устойчивость к жевательным нагрузкам - Оптимальная смачиваемость адгезивными системами - Высокие адгезивные свойства к текучим композитам - Клинически эффективное решение по конкурентной цене |
|--|--|

Сравнительный график прочности на изгиб современных шинирующих материалов


Материал	Прочность на изгиб (МПа)
1	260
2	230
3	180
4	180



Клиническое применение

 Ортодонтические ретейнеры	 Шинирование	 Мостовидные протезы	 Временные элементы протезирования на имплантах
 U.P. Fiber Splint # 1 - Высокая эстетика - Без металла – комфорт для пациента - Процедура установки занимает минимум времени - Простая адаптация к зубам с надежной фиксацией	 U.P. Fiber Splint # 2 - Быстрое, чистое и простое наложение - Комфорт для пациента (гладкая поверхность и высокая эстетика) - Эффективная поддержка зубов - Превосходная долговечность - Легко удаляется при необходимости	 U.P. Fiber Splint # 3 - Высокие показатели механической прочности - Возможность быстрого применения в клинических условиях - Оптимальное соотношение цены и качества - Эстетические характеристики, соответствующие требованиям современной стоматологии	 U.P. Fiber Splint # 4 - Естественный внешний вид - Легко создать временные конструкции на имплантатах - Простое снятие без повреждений

U.P. FIBER SPLINT PLUS
Шинирующий материал из СВМПЭ



U.P. Fiber Splint PLUS – материал с предварительной пропиткой ненаполненным адгезивным составом

Линейка продуктов U.P. Fiber Splint PLUS



U.P. Fiber Splint PLUS #4
apт. UP1508

Размерный ряд и комплектация U.P. Fiber Splint PLUS

№	Артикул	Наименование	Длина (см)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Кол-во лент в упаковке
1	UP1505	U.P. Fiber Splint PLUS #1	8	1	0,2	5
2	UP1506	U.P. Fiber Splint PLUS #2	8	2	0,2	5
3	UP1507	U.P. Fiber Splint PLUS #3	8	3	0,2	5
4	UP1508	U.P. Fiber Splint PLUS #4	8	4	0,2	5
5	UP1510	Ножницы для U.P. Fiber Splint PLUS				
Одна упаковка U.P. Fiber Splint PLUS содержит 40 см шинирующего материала и инструкцию по применению						