

АКЦИИ

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2023

40%



Kerr™

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023

СКИДКА

15%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 850 ₽



OptiShade™

Наногибридный универсальный композит

3 оттенка для оптимизации реставрации



Простой подбор оттенка

3 оттенка OptiShade™ (Light, Medium, Dark) соответствуют всем 16 классическим оттенкам шкалы VITA



Технология Адаптивного Реагирования (ART)

Система наночастиц наполнителя, впервые использованная в материале Harmonize™, обеспечивает естественный внешний вид реставрации, высокую прочность и природную эстетику



Восстановление любого дефекта

С OptiShade™ возможно восстановление дефекта любого класса без дополнительного использования блока



Рациональное управление запасами

Экономия времени и средств благодаря минимальному необходимому количеству оттенков

37111

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Light

37113

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Dark

37112

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Medium

37114

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Bleach White

37115

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Universal Opaque

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™

РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



Harmonize™ Intro Kit

Наногибридный универсальный композит

Начните работу Harmonize™ со стартового набора с самыми популярными оттенками

36633

Harmonize™ набор Intro Kit: 4 шприца (по 4 г)
эмаль A2, A3; дентин A3, A3.5



Беретарь Руслан Саферович

Практическое руководство
**«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО
УСПЕХА»**

Данное методическое пособие содержит протоколы применения композита **Harmonize™** и описание клинических случаев. Оно поможет вам успешно выполнять реставрации как на жевательной, так и на фронтальной группе зубов.



Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



Maxcem Elite™

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент
для постоянной фиксации

Надежная фиксация без адгезивной подготовки

- Универсален и совместим с любыми субстратами: эмалью, дентином, керамикой, металлами, диоксидом циркония
- Экономит ваше время: не нужно протравливать или использовать адгезив
- Высокая гидрофильность цемента способствует повышенной адгезии к дентину
- Высокая рентгеноконтрастность для контролируемого удаления излишков (280% AI)
- Запатентованная Redox система инициаторов гарантирует полное самоотверждение цемента за 4 минуты и его цветостабильность

34058

Maxcem Elite™: 2 шприца (по 5 г) прозрачный оттенок, 8 стандартных смесительных насадок, 8 широких смесительных насадок, 8 интраоральных насадок

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



СКИДКА

15%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 810 ₽

NX3

Композитный цемент светового отверждения
для постоянной фиксации

Удобство фиксации – предсказуемый результат



Превосходная
эстетика и
цветовая
стабильность



Примерочные гели
соответствуют
оттенкам цемента



Удобное удаление
излишков цемента



Универсальность
для всех видов
ортопедических
конструкций



Совместим со всеми
адгезивными
системами



Возможность
использования
для восстановления
культи

33648

NX3 светоотверждаемый шприц (1,8 г)
прозрачный оттенок

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



СКИДКА

41%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

1 500 ₽

OptiClean™

Первый вращающийся инструмент
для удаления временного цемента и очищения культи зуба

Усовершенствованная абразивная технология
с минимальным риском сошлифовывания дентина

Простой и удобный в работе



Эффективное
удаление
временного
цемента



Продуманный
дизайн
для удобного
доступа



Хороший обзор
рабочего поля
из-за отсутствия
необходимости наносить
пасту или пемзу

Более щадящий, чем стандартные инструменты



Минимальный риск
сошлифовывания
дентина



Не травмирует
мягкие ткани



Одноразовый,
что гарантирует
максимальную
гигиеничность

950

OptiClean™: 12 инструментов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr

РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



СКИДКА

31%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

5 000 ₽

OptiDisc™ General Assorted Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

4200

OptiDisc™ набор General Assorted Kit, 240 дисков:

Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023



Осclubrush™

Полировочные щеточки

Быстрая полировка до зеркального блеска окклюзионных и вогнутых поверхностей реставрации

- Используется без полировочной пасты, так как полирующие частицы содержатся в каждой щетинке
- Экономия времени и быстрое достижение зеркального блеска
- Без повреждения эмали зубов и краев реставраций
- Наибольшая эффективность при полировании жевательной группы зубов
- Возможность многократного использования благодаря автоклавированию (при температуре 134 °С в течение 3 минут)

2510

Осclubrush™
стандартная чашечка 10 шт.

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. Эль-Дент оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ