

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2022



Kerr™

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА


Harmonize™

Наногибридный универсальный композит



В материале Harmonize™ используется Технология Адаптивного Реагирования **ART**.

Это означает, что наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой дополнительные связи. Такая структура обеспечивает пластичность материала, улучшенную полимеризацию и повышенную прочность



Несравненная эстетика

В основе Harmonize™ – сферические частицы циркония и кремния правильной формы. Поэтому отполированная поверхность материала отражает волны красного и синего цвета подобно натуральной эмали. Благодаря такому оптическому свойству реставрация из Harmonize™ будет демонстрировать эффект хамелеона и сливаться с тканями зуба. Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат реставрации долговечный сухой блеск

Легкое моделирование

Harmonize™ произведен по Технологии Адаптивного Реагирования **ART** – с добавлением специального модификатора реологических свойств. Это значит, что во время внесения в полость материал становится податливым и вы сможете легко его адаптировать к стенкам без прилипания к инструменту. А после завершения моделирования Harmonize™ не стекает и сохраняет форму до момента полимеризации

Исключительная прочность

Неорганические частицы и смола в составе Harmonize™ имеют повышенное сцепление между собой. Такое свойство в комбинации с наполненностью 81% позволит реставрациям выдерживать серьезные жевательные нагрузки без трещин и сколов



Узнать больше >>

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Harmonize™ Intro Kit

Наногибридный универсальный композит

Начните работу Harmonize™ со стартового набора с самыми популярными оттенками

36633

Harmonize™ Набор Intro Kit: 4 шприца (по 4 г), эмаль A2, A3; дентин A3, A3.5



Беретарь Руслан Сафирович

Практическое руководство **«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ. КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО УСПЕХА»**

Данное методическое пособие содержит протоколы применения композита **Harmonize™** и описание клинических случаев. Оно поможет вам успешно выполнять реставрации как на жевательной, так и на фронтальной группе зубов.

Доступно к заказу на сайте www.kerruniversity.ru и у официальных дистрибьюторов Kerr™



Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Harmonize™ Advanced Kit

Наногибридный универсальный композит

Набор из 8 оттенков для высокой эстетики ваших работ

36635

Harmonize™ набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; дентин А2, А3, А4; прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый



СНОВА В ПРОДАЖЕ! Моделировочная смола Kerr

800-503

Универсальная
моделировочная жидкость
(10 мл)

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Maxcem Elite™ Mini Kit

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент
для постоянной фиксации

Простой протокол самопротравливания – надежный результат с Maxcem Elite™

- Универсален и совместим с любыми субстратами: эмалью, дентином, керамикой, металлами, диоксидом циркония и пр.
- Экономит ваше время: не нужно протравливать или использовать адгезив
- Высокая гидрофильность цемента способствует повышенной адгезии к дентину
- Высокая рентгеноконтрастность – для контролируемого удаления излишков (280% AI)
- Запатентованная Redox система инициаторов гарантирует полное самоотверждение цемента за 4 минуты и его цветостабильность

34057

Maxcem Elite™ набор Mini Kit: 1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 4 стандартные смесительные насадки, 4 насадки с широким наконечником, 4 интраоральные насадки


Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



OptiDisc™ Mini Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставрации без повреждения мягких тканей
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

4188

OptiDisc™ набор Mini Kit:
120 шт. дисков (12.6 мм)

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Осclubrush™

Полировочные щеточки

**Быстрая полировка до зеркального блеска
окклюзионных и вогнутых поверхностей реставрации**

- Отсутствие необходимости в применении полировочной пасты, так как полирующие частицы содержатся в каждой щетинке
- Экономия времени и быстрое достижение зеркального блеска
- Отсутствие повреждений эмали зубов и краев реставраций
- Наибольшая эффективность при полировании жевательной группы зубов
- Возможность многократного использования благодаря автоклавированию (при температуре до 134 °С в течение 3 минут)

2510

Осclubrush™
стандартная чашечка 10 шт.


Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Elements™ Gutta Percha Cartridge

Обтурация одним движением по методике Downpack с удобным и безопасным elements™free



Новые технологии в процедуре обтурации

- Компоненты швейцарского производства для работы высокого качества
- Продуманные одноразовые картриджи с гуттаперчей
- Автоматизированное выведение гуттаперчи без усилий
- Изоляция нагревательных элементов для комфортной и безопасной работы

972-1002

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах в упаковке (10 шт.) 23GA, средняя вязкость

972-1003

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах в упаковке (10шт) Heavy 25GA, низкая вязкость

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



OptiDam™

Система коффердама

Надежная и качественная изоляция рабочего поля

- Самая простая в освоении и применении система коффердама
- Отсутствие необходимости применения шаблона и пробойника
- Улучшение обзора и облегчение доступа к рабочему полю
- Анатомическая форма, снижение натяжения коффердама и комфорт пациента
- Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу, а также отсутствию обработки тальком
- Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала
- Минимальный риск соскакивания кламмеров благодаря меньшей силе давления на кламмер, а также меньшей силе натяжения платка OptiDam™

5201

OptiDam™
набор для жевательных зубов: 30 шт.

5204

OptiDam™
набор для фронтальных зубов: 30 шт.

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Cleanic™

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- При использовании пасты без фтора успешное проведение общей профилактической чистки перед реставрацией, фиксацией брекет-систем и процедурой отбеливания

3183

Cleanic™ Mint Fluoride-Free без фтора, туба (100 г)

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



OptiView™

Ретрактор для губ и щек

Надежная фиксация губ и щек с комфортом для пациента

- Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к операционному полю
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, при отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении
- Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирувания
- Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и мягких подушечек, которые не давят на переходную складку

5500

OptiView™
стандартный размер, 2 шт.

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА



Срок годности
до 31.01.2023 г.

OptiBond™ FL

Двухкомпонентная адгезивная система
для техники тотального травления

Признанный «золотой стандарт» адгезии

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 25-летним опытом применения
- Раздельное применение праймера и адгезива для максимальной эффективности каждого из компонентов
- Высокая наполненность 48% для прочности адгезивного слоя
- Удобное нанесение: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание
- Работа на сухом и влажном дентине
- Прочная адгезивная пленка, выполняющая функцию суперадаптивного слоя

26684 E

OptiBond™ FL набор: 1 флакон (8 мл) праймера, 1 флакон (8 мл) адгезива, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

НОВИНКИ!

OptiClean™

**Первый вращающийся инструмент
для удаления временного цемента
и очищения культи зуба
с эластичным покрытием
и диаметром 1,65 мм**

ЦЕНА

2 530 Р



Усовершенствованная абразивная технология позволяет эффективно удалять временный цемент с минимальным риском сошлифовывания дентина. Эластичное покрытие из А-силикона адаптируется под воздействием динамических нагрузок.

Держатель из высокопрочного полимера (НРР) точно и надежно фиксируется в наконечнике.



ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ В РАБОТЕ



Эффективное удаление
временного цемента



Продуманный дизайн
для удобного доступа



Хороший обзор рабочего поля
из-за отсутствия необходимости
наносить пасту или пемзу

БОЛЕЕ ЩАДЯЩИЙ, ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Минимальный риск
сошлифовывания дентина



Не травмирует мягкие ткани



Одноразовый, что гарантирует
максимальную гигиеничность

950

OptiClean™ Kit – 12 инструментов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

НОВИНКИ!

Herculite™ XRV Ultra Flow

Наногибридный текучий композит



ЦЕНА

2 530 ₽

В гармонии
с природной *эстетикой*

Harmonize™ и Herculite™ Ultra Flow:

идеальная пара

Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света.

Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.




НОВИНКИ!



Легко
растекается
и сохраняет
форму




Превосходная
прочность
на изгиб



Высокая
рентгено-
контрастность



Легкая
полируемость
и сохранение
блеска надолго



Информация для заказа

Herculite™ XRV Ultra Flow – отдельные упаковки

2 шприца (по 2 г), 20 насадок, пошаговый протокол, инструкция по применению

Артикул	Оттенок
35407	A1
35408	A2
35409	A3
35410	A3.5
35411	A4
35412	B1
35413	B2
35414	C2
35415	D2
35416	XL1
35417	XL2
35418	Универсальный opak

Основные показания к применению

- Лайнерная или базовая прокладка в полостях I и II классов по Блэку
- Реставрации III, V класса по Блэку
- Небольшие реставрации вне зон нагрузки

Дополнительные показания к применению

- Герметизация фиссур и слепых ямок
- Реставрация дефектов эмали
- Реставрация сколов керамических конструкций
- Небольшие окклюзионные билдапы вне зон нагрузки
- Восстановление дефектов режущего края
- Фиксация керамических и композитных конструкций

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ