

Перейти в магазин ЭльДент и заказать:

zetalabor

УПРОСТИ ПРОЦЕСС Зуботехнический С-силикон

Technical
Lab Silicones Solutions

Zetalabor

Каждый год в зуботехнические лаборатории в 80-ти странах мира поставляется более 300 тысяч кг силикона Zetalabor.

Zetalabor: материал, который уже более 30-ти лет облегчает работу самых взыскательных зубных техников.




www.zhermack.com


Zhermack
Dental

Несъемные протезы


Ключи для проектирования металлических структур



Ключи для изготовления временных протезов из композитных материалов



Ключи для изготовления десневых масок на модели




Преимущества

- Прекрасное соотношение цена/качество
- Упрощает и ускоряет рабочие процедуры
- Хорошая стабильность размеров
- Точное воспроизведение деталей
- Подходит для самых разных видов работ
- Жаростойкий

Съемные протезы

Ключи для изготовления полных протезов с опорой на имплантаты



Ключи для изготовления/починки бюгельных протезов с использованием пластмассы



Основа для починки или дублирования полных съемных протезов



Характеристики

- Время обработки: 2'
- Время схватывания: 6'
- Твердость 80-85 Шор-А
- Цвет: нейтральный
- Полимеризуется с помощью гелевого катализатора Indurent gel
- Гарантия: 3 года



Технические характеристики

Пропорция при смешивании	Время обработки	Время схватывания	Твердость	Цвет
10г базы - 1,7г Indurent gel	2'	6'	80-85 Шор-А	Серый

Виды упаковки

Код	Описание
C400790	ZETALABOR 2.6 КГ
C400811	ZETALABOR 5 КГ
C400798	ZETALABOR 5 КГ + 2 INDURENT GEL 60 МЛ
C400804	ZETALABOR 10 КГ
C100700	INDURENT GEL 60 МЛ