

DENTSPLY
MAILLEFER

Перейти в магазин ЭльДент и заказать:



готовое безопасное решение для эндо

READY • STEEL®

УДОБНЫЙ • СТЕРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ •
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ • ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

+
**WE
KNOW
ENDO.**




DENTSPLY
MAILLEFER



Удобный, стерильный инструмент из нержавеющей стали
готовое безопасное решение для эндо

READYSTEEL® - ручные эндодонтические инструменты, поставляются в стерильной блистерной упаковке, каждый файл легко отделяется друг от друга.

Преимущества ассортиментного ряда READYSTEEL:

-  Качественные ручные эндодонтические инструменты для навигации и формирование системы корневых каналов.
-  Надежная инструментальная обработка системы корневых каналов.
-  Готовое стерильное решение для разных клинических ситуаций в эндодонтии.

+
WE
KNOW
ENDO.

READY•STEEL®



DENTSPLY Maillefer поддерживает высокие стандарты эндодонтического лечения, поэтому ручные эндодонтические инструменты READYSTEEL® выпускаются в удобных стерильных блистерных упаковках и предназначены для одноразового использования для каждого пациента.

Применение **стерильных инструментов**



Снижение риска поломки инструмента
Эндодонтические файлы подвержены износу во время эксплуатации, многократное использование инструментов значительно повышает риск поломки.



Оптимальная режущая эффективность*
Исследования показывают, что многократное использование инструментов снижает их режущую способность и влияет на качество обработки системы корневых каналов.



Отсутствие риск перекрестного заражения*
Независимо от степени качества стерилизации инструмента, исследования показывают, что некоторые бактерии и остатки зубных тканей могут оставаться на инструменте, тем самым увеличивая риск перекрестного заражения между пациентами.

+
WE
KNOW
ENDO.

READY•**STEEL**®

DENTSPLY
MAILLEFER



Удобный, стерильный инструмент из нержавеющей стали
готовое безопасное решение для эндо

READYSTEEL информация для заказа

Номер	ТИП ИНСТРУМЕНТА	ДИАМЕТР	Длина в мм				
			18	21	25	28	31
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-010	●				
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-140		●	●	●	●
A016D	HEDSTROEM READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A011D	K-REAMER READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A012X	C+FILE READYSTEEL	006-020	●	●	●		
A012C	K-FLEXOFILE® READYSTEEL	015-040	●	●	●		●
A011C	K-FLEXOREAMER® READYSTEEL	015-040		●	●		●
A012I	GOLD.MED K-FLEXOFILE® READYSTEEL	012-037		●	●		●
A011I	GOLD.MED K-REAMER READYSTEEL	012-037		●	●		●
A1012	SENSEUS® K-FLEXOFILE® READYSTEEL	006-080		●	●		●
A1011	SENSEUS® K-FLEXOR® READYSTEEL	008-080		●	●		●
A1013	SENSEUS® PROFINDER® READYSTEEL	010-013-017	●	●	●		
A1016	SENSEUS® HEDSTROEM READYSTEEL	008-080		●	●		●

+
**WE
KNOW
ENDO.**

READY ● **STEEL**®

UKXL786, created 10/2014