

OPTISHINE™

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

OptiShine™ – это первая полировочная щеточка вогнутой формы.

Особенности и преимущества OptiShine™

- Уникальная вогнутая форма головки эффективна на любой поверхности, включая труднодоступные проксимальные области и окклюзионные фиссуры.
- Гарантированное достижение превосходного результата благодаря вогнутой поверхности щетки.
- Достижение отличных результатов благодаря интегрированным в каждую щетинку полировальным частицам (карбид кремния) без необходимости применения пасты.
- Возможность использования для зеркальной полировки реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики, а также для профилактической обработки.
- Многократное использование благодаря автоклавированию при температуре до 134 °С без потери рабочих качеств.




OptiShine™

3 щеточки	2513
10 щеточек	2514



OptiShine™

2514



Благодаря головке вогнутой формы щеточки OptiShine™ легко проникают в самые труднодоступные участки