

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

OPTIVIEW

Ретракторы для губ и щек


OptiView – это ретрактор, с помощью которого можно просто и надежно удерживать щеки и губы, чтобы обеспечить лучший доступ к рабочему полю.

Особенности и преимущества OptiView



- Хорошая ретракция и оптимальный доступ к операционному полю благодаря одновременной фиксации щек и губ.
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.
- Возможность автоклавирования для многократного использования.
- Высокий комфорт для пациента благодаря анатомической форме, прорезям для уздечек верхней и нижней губ и мягким подушечкам, не давящим на переходную складку.
- Отсутствие талька и возможность применения при хирургических вмешательствах.
- Анатомическая форма для отсутствия чрезмерного напряжения.
- Простота и легкость установки и извлечения.
- Успешное применение на детском приеме.
- Два размера – стандартный (белый) и маленький (голубой).
- Идеальное решение для длительных процедур.

OptiView	
Ретракторы стандартного размера (белого цвета), 2 шт.	5500
Ретракторы маленького размера (голубого цвета), 2 шт.	5502

Стандартный размер
(белый)



Маленький размер
(голубой)



Клинический случай предоставлен доктором Джесси Аскарот (Франция).

