

Kagayaki® Enforce Pin

Трехшаговая полировочная система для композитов на основе уретана.

Шаг 1: Для быстрого удаления излишков и контурирования композитной реставрации.

Шаг 2: Для придания гладкой поверхности композитной реставрации.

Шаг 3: Для придания глянцевого блеска композитной реставрации.

Лот	EP 125-1	EP 125-2	EP 125-3	EP 70-1	EP 70-2	EP 70-3	EP 32-1	EP 32-2	EP 32-3
Зернистость	1 Грубый (125 μ)			2 Средний (32-70 μ)			3 Мягкий (14-32 μ)		
Цвет	Белый			Красный			Желтый		
Рек.	5 000 RPM			5 000 RPM			3 000 RPM		
Макс.	5 000 RPM			5 000 RPM			5 000 RPM		
Давление	0,3 - 1 N			0,3 - 1 N			0,3 - 1 N		
Упаковка	30, 40 шт.			30, 40 шт.			30, 40 шт.		

Упаковка из 30 шт. содержит 3 формы полиров одного цвета по 10 шт. или 3 различных цвета одной формы по желанию заказчика.

Kagayaki® Enforce

Трехшаговая полировочная система для композитов на основе уретана.

Шаг 1: Для быстрого удаления излишков и контурирования композитной реставрации.

Шаг 2: Для придания гладкой поверхности композитной реставрации.

Шаг 3: Для придания глянцевого блеска композитной реставрации.

Лот	E 125-1	E 125-2	E 125-3	E 70-1	E 70-2	E 70-3	E 32-1	E 32-2	E 32-3	0010
Зернистость	1 Грубый (125 μ)			2 Средний (32-70 μ)			3 Мягкий (14-32 μ)			
Цвет	Белый			Красный			Желтый			
Рек.	5 000 RPM			5 000 RPM			3 000 RPM			
Макс.	5 000 RPM			5 000 RPM			5 000 RPM			
Давление	0,3 - 1 N			0,3 - 1 N			0,3 - 1 N			
Упаковка	25, 50 шт.			25, 50 шт.			25, 50 шт.			



Kagayaki® Ensmart Pin

Трехшаговая полировочная система для композитов на основе силикона.

Шаг 1: Для быстрого удаления излишков и контурирования композитной реставрации.

Шаг 2: Для придания гладкой поверхности композитной реставрации.

Шаг 3: Для придания глянцевого блеска композитной реставрации.



Лот	ENP 125-1	ENP 125-2	ENP 125-3	ENP 70-1	ENP 70-2	ENP 70-3	ENP 32-1	ENP 32-2	ENP 32-3
Зернистость	1 Грубый(125 μ)			2 Средний (32-70 μ)			3 Мягкий(14-32 μ)		
Цвет	Белый			Зеленый			Розовый		
Рек.	5 000 RPM			5 000 RPM			3 000 RPM		
Макс.	5 000 RPM			5 000 RPM			5 000 RPM		
Давление	0,3 - 1 N			0,3 - 1 N			0,3 - 1 N		
Упаковка	30 шт.			30 шт.			30 шт.		

Упаковка из 30 шт. содержит 3 формы полиров одного цвета по 10 шт. или 3 различных цвета одной формы по желанию заказчика.

Kagayaki® Ensmart

Трехшаговая полировочная система для композитов на основе силикона.

Шаг 1: Для быстрого удаления излишков и контурирования композитной реставрации.

Шаг 2: Для придания гладкой поверхности композитной реставрации.

Шаг 3: Для придания глянцевого блеска композитной реставрации.

Цена: 1000 р. уп. 50 шт. + 2 мандрели
500 р. уп. 25 шт. + 1 мандрель



Лот	EN 125-1	EN 125-2	EN 125-3	EN 70-1	EN 70-2	EN 70-3	EN 32-1	EN 32-2	EN 32-3	0010
Зернистость	1 Грубый(125 μ)			2 Средние (32-70 μ)			3 Мягкие (14-32 μ)			
Цвет	Белый			Зеленый			Розовый			
Рек.	3 000 – 5 000 RPM			3 000 – 5 000 RPM			3 000 – 5 000 RPM			
Макс.	5 000 RPM			5 000 RPM			5 000 RPM			
Давление	0,3-1 N			0,3-1 N			0,3-1 N			
Упаковка	25, 50 шт			25, 50 шт.			25, 50 шт.			



Kagayaki® Ensmart Pin

Трехшаговая полировочная система для композитов на основе силикона.

Шаг 1: Для быстрого удаления излишков и контурирования композитной реставрации.


Шаг 2: Для придания гладкой поверхности композитной реставрации.

Шаг 3: Для придания глянцевого блеска композитной реставрации.

Материал пина - нержавеющая сталь.



	1 Грубый(125 μ)	2 Средний (32-70 μ)	3 Мягкий(14-32 μ)
Зернистость	1 Грубый(125 μ)	2 Средний (32-70 μ)	3 Мягкий(14-32 μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Рек.	5 000 RPM	5 000 RPM	3 000 RPM
Макс.	5 000 RPM	5 000 RPM	5 000 RPM
Давление	0,3 - 1 N	0,3 - 1 N	0,3 - 1 N
Упаковка	30 шт.	30 шт.	30 шт.



Kagayaki® Diamond Sun

Полиры для композитов на основе уретана.

Одноразовые инструменты наполненные алмазной крошкой для конечного полирования реставраций, изготовленных из любых композитных материалов.

Цена: 2100 р. уп. 30 шт.

*Упаковка может состоять из полиров разных форм одной абразивности.



	DS 30-1	DS 30-2	DS 30-3	DS 10-1	DS 10-2	DS 10-3
Лот	DS 30-1	DS 30-2	DS 30-3	DS 10-1	DS 10-2	DS 10-3
Цвет	Зеленый			Зеленоватый		
Зернисто	36-54 μ			12-20 μ		
Рек.	3 000 – 5 000 RPM			3 000 – 5 000 RPM		
Макс.	5 000 RPM			5 000 RPM		
Упаковка	30 шт.			30 шт.		




Kagayaki® RoundFlex

Эффективная система дисков для полировки.

Шаг 1: контурирование - для удаления излишков и обработки контура реставрации;
Шаг 2: шлифование - формирование (шлифование) конечной анатомической формы пломбы (окклюзионная и проксимальная коррекция), выравнивание шероховатостей и придание блеска, сглаживание перехода пломба–зуб;
Шаг 3: полирование - для получения гладкой поверхности реставрации и имитации блеска собственных тканей зуба;
Шаг 4: глянцеование – заключительный этап финишной обработки для получения абсолютно гладкой (зеркальной, глянцеовой) поверхности реставрации, повышающий эстетические свойства пломбы.

	Контурирование		Шлифование		Полирование		Глянцевание	
Диаметр	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм
Лот	2028C	2027C	2026M	2025M	2024F	2023F	2022SF	2021SF
Зернистость	1 Грубый		2 Средний		3 Мягкий		4 Супермягкий	
Макс.	20 000 RPM		20 000 RPM		20 000 RPM		20 000 RPM	
Упаковка	50, 100 шт.		50, 100 шт.		50, 100 шт.		50, 100 шт.	



Kagayaki® Sponge

Износостойкие губки для нанесения на реставрацию полировочной пасты. Паста проникает в поры губки и остается там в течении всего времени полировки, что обеспечивает быстрый результат и экономию пасты.

Арт. № 1020/4S



Kagayaki® Henka Универсальная профессиональная паста.

- Позволяет экономить время благодаря использованию одной пасты для чистки и полировки: очистка поверхности в течение первых секунд и последующая полировка до блеска.
- Возможность выбора вкуса (яблочный, мятный).
Без фтора.

- Мята (Арт. № 007.07.07)
- Яблоко (Арт. № 007.07.06)



Kagayaki® Kurin One. Паста для чистки.

Предназначена для снятия легких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота.
Без фтора.

- Анис (Арт. № 003.05.03)



Kagayaki® Kurin Two. Паста для полировки.

Предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, а также для полировки эмали зуба.
Без фтора.

- Анис (Арт. № 003.05.03)



Kagayaki® Mira

Абразивная паста для профессиональной гигиены полости рта.

- Предназначена для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, удаления зубного налета, пигментаций, полирования поверхности зубов и реставраций на завершающем этапе профессиональной чистки зубов.
- Спечённые наноабразивные частицы позволяют убрать с реставрации глубокие царапины от контурирующего инструмента и довести поверхность до блеска за один подход полировки.
- Реаологические добавки уменьшают разбрызгивание пасты в полости рта, оставаясь только в зоне полировки. Без фтора.

- Мята (Арт. № 001.06.07)




Kagayaki® Mira Zr

Абразивная паста для удаления плотных зубных отложений.

- Усилена частицами циркония.
- Предназначены для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, удаления зубного налета, пигментаций, полирования поверхности зубов и реставраций на завершающем этапе профессиональной чистки зубов.
- Спечённые наноабразивные частицы позволяют убрать с реставрации глубокие царапины от контурирующего инструмента и довести поверхность до блеска за один подход полировки.
- Реаологические добавки уменьшают разбрызгивание пасты в полости рта, оставаясь только в зоне полировки. Без фтора.


- Мята (Арт. № 002.06.07)



108 208 308 Ø 0.8

Kagayaki® YuniPin

Беззольные штифты



Kagayaki® Счетчик использования инструментов

Система контроля износа инструмента