


Классификация

Гипсы серии **Elite** совместимы с различными оттискными материалами, имеющимися на рынке, включая полиэфир и гидроколлоиды, и были созданы для достижения наивысшей эффективности при совместном использовании с оттискными материалами Zhermack. В ассортименте Zhermack присутствуют гипсы зуботехнические 3-го и 4-го классов.



класс 3

Гипсы класса 3 - это **твёрдые гипсы для изготовления моделей**, имеющие увеличенную прочность на сжатие и износостойкость. Данные гипсы используются для изготовления **моделей антагонистов, диагностических моделей, для артикуляторов и для заливки в кюветы при съёмном протезировании**.

класс 4

Гипсы класса 4 – это **очень твёрдые гипсы для изготовления штампов**, они отличаются **высокой твёрдостью и низким расширением**. Имеют высокую прочность на сжатие и износостойкость. Данные гипсы используются преимущественно для изготовления **штампов в несъёмном протезировании**, для изготовления **бюгельных протезов** и для изготовления **базисов разборных моделей**.

