

CHARISMA®

Описание материала



## Charisma® Opal Charisma® Opal Flow

Откройте для себя простоту изготовления эстетичных реставраций.

Создать красоту – очень просто.

Удобство в работе, надежность и эстетичный вид – это то, на что следует рассчитывать при использовании материалов серии Charisma. С помощью Charisma Opal и Charisma Opal Flow можно сделать красивую и незаметную реставрацию гораздо более простым способом.

- » **Charisma Opal.** Удобный в работе, прочный и, благодаря эффекту флуоресценции и опалесценции, высокоэстетичный материал Charisma Opal позволяет делать реставрации красивыми и незаметными.
- » **Charisma Opal Flow.** Обладающий очень хорошей, контролируемой текучестью, высокой рентгеноконтрастностью, которая гарантирует точную диагностику, и превосходными механическими характеристиками, этот текучий композит идеально дополняет линейку Charisma.



Перейти в магазин Эль·Дент и заказать:



# Charisma® Opal и Charisma® Opal Flow

Откройте для себя простоту изготовления эстетичных реставраций.

Создать красоту – очень просто.

Удобство в работе, надежность и высокая эстетичность – вот те ассоциации, которые возникают при упоминании названий материалов линейки Charisma. Из Charisma Opal можно создавать красивые и незаметные реставрации гораздо более простым и практичным способом. Благодаря особым цветовым характеристикам, позволяющим имитировать естественные зубные структуры, и интуитивно понятной системе оттенков, Charisma Opal поможет исполнить любые желания, и пациент в кратчайший срок получит лучший вариант лечения из имеющихся.

## Charisma® Opal. Краткий обзор ваших преимуществ.

Красота теперь легко достижима.


- Charisma Opal обладает эффектом естественной флуоресценции и опалесценции, а также оптимизированной степенью opakости оттенков, и потому изготовленные из него реставрации выглядят превосходно. С Charisma Opal естественность и красота – всегда под рукой.

Подобрать необходимый оттенок – проще простого.

- Вашим преимуществом будет компактная система из 14 оттенков, которую можно использовать при любых показаниях. К Charisma Opal прилагается двуслойная шкала оттенков, изготовленная вручную из оригинального материала. С ее помощью вы сможете подобрать правильный цвет для пломбы. Еще никогда процедура подбора цвета не была настолько простой и точной.

Можно полностью довериться сбалансированным характеристикам.

- Для разработки Charisma Opal мы использовали весь свой опыт, накопленный за длительное время производства материалов Charisma. Charisma Opal соответствует всем требованиям, выдвигаемым к универсальной композитной системе, поскольку сочетает в себе высокую эстетику и полируемость с выверенными физическими свойствами.



До.



После.

Источник: д-р Marcus Holzmeier, Вюрцбург, Германия



До.



После.

Источник: д-р Donna Abarquez, Филиппины

## Charisma® Opal Flow. Удобная текучесть при любых показаниях.

Сочетание надежности и прочности

Charisma Opal Flow является идеальным дополнением линейки Charisma. Благодаря его очень хорошей, контролируемой текучести, минимально инвазивные манипуляции станут еще более простыми в выполнении. Charisma Opal Flow – это удобство в работе и высокая рентгеноконтрастность на диагностических снимках. С таким дополнением к материалу Charisma Diamond либо Charisma Opal в ваших руках будет весь необходимый арсенал для создания долговечных реставраций.

Артикул	Форма выпуска	Содержимое
6605 5473	Базовый набор Charisma® Opal Syringe Basic Kit + GLUMA® 2Bond	Шприцы по 4 г, А2, А3, А3.5, В2, ОМ, СО – 6 шт. GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.; шкала оттенков; вспомогательные средства
6605 5474	Основной набор Charisma® Opal Syringe Master Kit + GLUMA® 2Bond	Шприцы по 4 г, А1, А2, А3, А3.5, В2, С2, ОL, ОМ, ОD, СО – 10 шт.; GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.; шкала оттенков; вспомогательные средства
6604 3422	Ассорти Charisma® Opal Flow Assortment	Шприцы по 1,8 г, А1, А2, А3, Baseline – 4 шт.; вспомогательные средства

Filtek® Supreme XT является товарным знаком 3М, Tetric® является товарным знаком Ivoclar, Spectrum® TPH является товарным знаком Dentsply.