



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 

Compothixo™ – это инструмент для внесения и моделирования композитных материалов при реставрации полостей любого класса. Уникальная технология Compothixo™ улучшает тиксотропные свойства композита путем изменения его вязкости. Химические и механические характеристики материала при этом остаются неизменными.

Особенности и преимущества Compothixo™

- Простота моделирования реставраций.
- Отсутствие прилипания композитного материала к инструменту.
- Великолепная адаптация композита к матрице и стенкам полости.
- Контроль толщины вносимого слоя и возможность моделирования композита тонким слоем, что особенно важно при реставрациях фронтальной группы зубов.
- Предотвращение возникновения пор.
- Точность и простота внесения композита одной порцией при реставрации небольших полостей.
- Конденсация композита без чрезмерного давления.
- Улучшенная смачиваемость поверхности инструмента.

Показания к применению

- Моделирование композитных материалов.
- Моделирование окклюзионных поверхностей и фиссур, удаление излишков.
- Послойная техника внесения композитов.
- Внесение композитов одной порцией (для небольших полостей).
- Изготовление виниров прямым методом.

Технические характеристики

- Эргономичный дизайн.
- Небольшой вес.
- Четыре насадки различной формы.
- Простая фиксация насадок.
- Частота вибраций 140 Гц.
- Питание от батарейки.
- 8 часов бесперебойной работы на одной батарейке.



Compothixo™

Compothixo™ – стартовый набор (Intro Kit) 5400

1 инструмент и 4 насадки – 1 острое, 1 шпатель, 1 поршень, 1 полусфера

Compothixo™ 5401

1 инструмент

Compothixo™ – набор насадок 5402

4 насадки (острое, шпатель, поршень, полусфера)



Compothixo™ – стартовый набор (Intro Kit)

5400



Острое
5403

Шпатель
5404

Поршень
5405

Полусфера
5406