

FIXAFLOSS™

Fixafloss™ – это первый многофункциональный флосс для безопасной фиксации коффердама. Сочетает в себе вощеную зубную нить и конический элемент для фиксации. Инновационный дизайн Fixafloss™ позволяет безопасно и быстро фиксировать коффердам без применения кламмера, главным образом, во фронтальном отделе. В зависимости от клинической ситуации, Fixafloss™ также является безопасной альтернативой для фиксации коффердама на жевательной группе зубов без применения кламмера.

Особенности и преимущества Fixafloss™

- Отсутствие аналогов – единственный флосс для фиксации с силиконовым стоппером.
- Простота установки по сравнению с кордом.

Рекомендуется использование Fixafloss™ совместно с OptiDam™ и SoftClamp™.

**Диспенсер Fixafloss™
(с интегрированным устройством для отрезания нити)**

5260

20 нитей Fixafloss™

