

Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе и отдельными компонентами

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

Гибридный стеклоиономерный цемент
RelyX Luting для надежной постоянной фиксации

Назначение:

- Постоянная фиксация коронок, вкладок и накладок из металлов, металлокерамики, керамики на основе оксида циркония/алюминия
- Постоянная фиксация мостовидных протезов
- Постоянная фиксация анкерных и парапульпарных штифтов
- Фиксация ортодонтических конструкций

Преимущества:

- Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость поверхности, отсутствует этап протравливания и бондинга
- Высокая сила фиксации, прочность на излом и износостойчивость
- Минимальная растворимость
- Биосовместимость с тканями зуба
- Низкая постоперационная чувствительность
- Пролонгированное выделение фтора
- Малая толщина фиксирующей плёнки обеспечивает точную посадку конструкции
- Рентгеноконтрастность
- Простота в применении

Рекомендации по использованию:

- Дозируйте 1 ложка: 1 капля
- Порошок необходимо внести в жидкость в течение 30 сек
- Рабочее время от начала замешивания 2:30 мин
- Время отверждения в полости рта: 10:00 мин



Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе:
Набор ознакомительный

| Артикул | Комплектация |
|---------|---|
| 3505 | Ознакомительный набор 1 флакон с порошком (16 г), 1 флакон с жидкостью (9 мл), 1 мерная ложечка, 2 блокнота для замешивания |

| Аксесуары | |
|-----------|--------------------------|
| 1961P | Блокноты для замешивания |