

REVOLUTION™ FORMULA 2 – ПРОСТОТА И УДОБСТВО

Revolution™ Formula 2 – это микрогибридный текучий композит, на 60% наполненный частицами размером 0,6 мкм.

Особенности и преимущества Revolution™ Formula 2

- Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит.
- Качественная адаптация к стенкам полости.
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- Широкий выбор оттенков.
- Цветовая стабильность.
- Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу.
- Легкость нанесения и простота использования.

Показания к применению

- Реставрации полостей III, IV и V классов по Блеку.

Revolution™ Formula 2 – стартовый набор (Intro Kit) 29514


4 шприца (1 г) каждого из оттенков – А2, В3, С3 и универсальный опакочный, 20 насадок

Revolution™ Formula 2 – стартовый набор (Intro Kit) 29515

2 шприца оттенка режущий край светлый (incisal light), 1 шприц оттенка десневой (G2), 1 шприц оттенка белый опакочный (white opaque), 20 насадок

Наборы по 4 шприца (по 1 г) и 20 насадок

A1	29493
A2	29494
A3	29495
A3.5	29496
A4	29497
B1	29498
B2	29499
B3	29500
C1	29502
C2	29503
C3	29504
C4	29505
D2	29506
D3	29507
Очень светлый	29509
Десневой	29510
Универсальный опакочный	29512
Белый опакочный	29513
Дозирующие насадки, черные 22 калибра (100 шт.)	450119



Revolution™ Formula 2 – стартовый набор (Intro Kit) 29514



Revolution™ Formula 2 используется как прокладка при реставрации полости I класса